

STOMADRESS®

DIE KLEINEN

(de) DEUTSCH

Gebrauchsanweisung

Einteilige **Urostomiebeutel**

für Kinder oder zur Kurzzeitversorgung



Medizinprodukt




Importeur



Enthält biologisches Material
tierischen Ursprungs

LAGERUNGSBEDINGUNGEN



ACHTUNG: Besondere Sorgfalt sollte bei der Anwendung von Pflasterrandprodukten zur Versorgung bei Urostomata, die nicht über Hautniveau hinausragen und mit einem Megaureter, sowie Fehlen eines Urinreservoirs einhergehen. Extrem selten wurde berichtet, daß Spuren vom Haftmaterial im Urinbeutel nachgewiesen wurden. Im Einzelfall muß entschieden werden, ob die Anwendung von Pflasterrandprodukten fortzusetzen und eine klinische Überwachung durchzuführen ist.

Produktbeschreibung

STOMADRESS® DIE KLEINEN Urostomiebeutel: ein einteiliges Urostomieversorgungssystem mit durchgehender STOMAHESIVE®-Haftgelatine-Basis, Rückflußsperre und Ablaufverschluß.

Es wurde speziell für die Bedürfnisse Neugeborener und Kinder entwickelt, ist jedoch auch für Erwachsene zur Kurzzeitversorgung geeignet. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Versorgung von Wunddrainagen und Fisteln.

STOMADRESS® DIE KLEINEN zeichnet sich durch folgende Vorzüge aus:


1. Unübertroffene Hautschutzeigenschaften und sichere Haftung durch die bewährte STOMAHESIVE®-Haftgelatine-Basis. Sie enthält eine Zelluloseverbindung und PIB sowie die natürlichen Stoffe Gelatine und Pektin als Haftsubstanzen. Dadurch besonders geeignet für die empfindliche Kinderhaut.
2. Dieser Urostomiebeutel ist mit einer Rückflußsperre versehen, die ein ungehindertes Fließen des Urins in den Beutel gewährleistet, einen Rücklauf zum Stoma aber verhindert.
3. Ästhetisch angepaßte Größe und Form des Beutels für die Urostomieversorgung bei Neugeborenen und Kindern.
4. Individuell bis 25 mm auf jede Stomaform und Größe ausschneidbar.

Praktische Hinweise


1. Die peristomale Haut vor der Anwendung mit Wasser allein oder auch mit einer pH-neutralen Seife reinigen und sorgfältig abtrocknen.
2. Entfernen Sie Reste von Cremes oder Salben, da diese ein festes Haften von STOMADRESS® DIE KLEINEN verhindern.
3. Ungeschützte Hautstellen zwischen Stoma und Haftgelatine-Basis sowie Hautunebenheiten sollten Sie mit STOMAHESIVE® Hautschutzpaste abdecken.
4. Achten Sie beim Zuschneiden der Öffnung darauf, daß der Beutel nicht beschädigt wird (hierzu Beutlrückseite von der Vorderseite wegziehen).
5. STOMADRESS® DIE KLEINEN verbleibt beim Baden, Duschen oder Schwimmen auf der Haut.
6. Sollten Rückstände der Haftgelatine-Basis beim Wechseln der Versorgung auf der Haut verbleiben, lassen sich diese mit Wasser und einer pH-neutralen Seife entfernen – auf keinen Fall Äther oder Benzin verwenden!

Anwendungshinweise

1. Übertragen Sie die mit der Schablone genau gemessene Stomagröße auf die Maßeinheit des Abziehpapiers.




2. Bevor Sie mit dem Ausschneiden der Haftgelatine-Basis beginnen, ziehen Sie die Beutelfolien auseinander, um nicht versehentlich den Beutel zu beschädigen.




3. Schneiden Sie die Öffnung der Haftgelatine-Basis nach dem übertragenen Durchmesser aus. Am besten eignet sich dazu eine gebogene Nagelschere. Schneiden Sie nicht über die angegebene Linie hinaus.

4. Ungeschützte Hautstellen oder Hautunebenheiten sind mit STOMAHESIVE®-Hautschutzpaste abzudecken.

5. Bevor der Beutel angebracht wird, ist das Ablaufsystem zu verschließen.




6. Entfernen Sie das Abziehpapier und knicken Sie die Haftgelatine-Basis in der Mitte ab, so daß Sie die Öffnung halbiert sehen. Den Beutel am unteren Stomarand passend zum Stoma anlegen und nach oben rollend anbringen.




7. Ränder mit Streichbewegungen gut andrücken. Ein zusätzliches Fixieren des Beutels ist nicht mehr erforderlich.


Handhabung des Ablaufverschlusses




1. Zum Öffnen des Ablaufsystemes empfiehlt es sich, das Beutelende hochzuhalten, damit der Urin nicht unkontrolliert ausfließen kann.



2. Das Ablaufröhrchen sollten Sie unmittelbar hinter dem Stöpsel zusammendrücken. Nun läßt sich der Verschuß leicht öffnen.




3. Um den Ablauf wieder zu verschließen, muß das Ablaufröhrchen so gebogen werden, daß der Stöpsel einrasten kann. Zur Gewährleistung größter Sicherheit muß der Stöpsel fest in das Ablaufröhrchen gepreßt werden.



4. Zum Anschluß des Nachtbeutels finden Sie in jeder Packung einen Adapter, der sich ganz einfach mit der Öffnung des Ablaufröhrchens verbinden läßt.

Entfernen von STOMADRESS® DIE KLEINEN



1. Das Entfernen erfolgt von oben nach unten, indem Sie die Haftgelatine-Basis sanft von der Haut abziehen und gleichzeitig einen leichten Druck mit der freien Hand auf die Bauchdecke ausüben.

Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann erhöhtes Infektionsrisiko oder Kreuzkontaminierung zur Folge haben. Die physischen Eigenschaften des Produkts sind dann möglicherweise nicht mehr optimal für den Verwendungszweck geeignet.

Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.

Nach seiner Verwendung stellt dieses Produkt möglicherweise eine Biogefährdung dar. Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.




Zukunftsorientiert in der Stomaversorgung

ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

STOMADRESS® DIE KLEINEN

Produktübersicht

Produkt	Handelsform	Lochgröße	Art.-Nr.
 STOMADRESS® DIE KLEINEN Urostomiebeutel	15 Beutel + Adapter	9 mm bis 25 mm ausschneidbar	964 673
 Urostomie Nachtbeutel	Packung zu 5 Stück	—	964 660
 STOMADRESS® DIE KLEINEN Ausstreifbeutel	15 Beutel + 15 Verschlussclips	9 mm bis 50 mm ausschneidbar	964 672
 STOMAHESIVE® Hautschutzpaste	Packung zu 60 g	—	964 561

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
USA
1-800-422-8811

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

Australien 1 800 339 412
Belgien 02 3899742 or 0800-12011
Bosna 080020208
Canada 1-800-465-6302
Česká republika 800122111
Chile 800-210-113
Crna Gora 0800 101 102
Danmark 48 167474
Deutschland 0800-78 66 200
Eesti 8003030
Egypt (2012) 3645495 / (2012) 5557478
España 93 6023700
France 0800 35 84 80
Hong Kong / 香港 852-25169182
Hrvatska 01/5508 999 or 0800 8000
Ireland 1 800 721721
Israel + 972 3 9256712
Italia 800 930 930
Kosovo 044/ 116 722
Latvija 8000 5 333
Lietuva 8-800-70001
Luxemburg +32 2 3899742 or 0800-23157
Magyarország 0680 201 201 (code: 1212)
Malaysia 1-800-880-601
Niederland 0800-0224444 - stomazorgproducten
0800-0224460 - woundzorgproducten
0800-441-763
New Zealand 80030995
Norge 0800-216339
Österreich 0800 120 093
Portugal 800 20 1678
Polen +40 21 230 23 90
România 65-62459838
Singapore 080 15 45
Slovenia 0 800 122 111
South Africa +27 (0)861 888 842
Sri Lanka 0800 101 102
Suisse 0800-551110
Suomen 0800 179 797
Sverige 08-704 72 50 / 020-21 22 22
Thailand 66-2-2240060
Türkiye 0216 416 52 00
United Kingdom 0800 282 254 - Ostomy Care
0800 289 738 - Wound Therapeutics
4006065576
中国 0800-886-989
台灣 / 台湾 82-2-34536333
한국 0120-532384
日本 +7 800 200 80 99
Россия +380 44 451 85 51
Україна 02/ 3 248 426 / 02/ 3 248 458
Македонија 0800 18 808
България

Sponsored in Australia by:
ConvaTec (Australia) Pty Ltd.
1800 339 412 Australia
0800 441 763 New Zealand

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK
 ConvaTec International Services GmbH
Mühlentalstrasse 36/38
8200 Schaffhausen, Switzerland

輸入販売元
コンパテック ジャパン株式会社
お客様相談窓口
0120-532384

ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26,
00-609 Warszawa,
Polska

Linus Medical
Duntes street 6-412,
Riga, LV-1013
Latvia

ConvaTec Česká republika s.r.o.
Olivova 4/2096
110 00 Praha 1

Linus Medical
Narva mnt 5,
10117 Tallinn, Estonia

Versium, s.r.o.
Seberniho 2
821 03 Bratislava
Slovak Republic

Replant Cardo Kft.
Nándorfejérvári u. 35,
H-1119 Budapest
Hungary

Импортер / Представитель в РФ:
ЗАО «КонваТек»,
115054, Москва,
Космодамианская наб., д.52, стр.1.
Тел.: +7 (495) 663 70 30
Факс: +7 (495) 748 78 94
Информационная линия поддержки
КонваТек (звонок по России
бесплатный): 800-200-80-99.
Часы работы 9.00-17.00

STOMA MEDICAL d.o.o.
Frana Folnegovića 1c
10000 ZAGREB
Phone: 00385 (0)1 5508 998
Fax: 00385 (0)1 6177 217
E-mail: rbegovic@stoma-medical.hr
Web: www.stoma-medical.hr
TT Medik
Bulevar Mihajla Pupina 10 D/I
11070 Novi Beograd
Srbija
Zastopnik in distributer v Sloveniji:
VALENCIA Stoma-Medical d.o.o.
Gregorčičeva 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Brezplačna tel. številka: 080 15 45

PCP EOOD
ул. „Виктор Григорович“ №3 ет.1,
София 1606

El. pošta: rsg@techno-link.com
тел. (02) 851 90 70, 851 90 71
факс: (02) 951 59 32
Безплатна тел. линия: 0800 18 808

Rombiomedica S.R.L.
Str. Nikolai Gogol nr.1A,
apart. 2, sector 1,
011815 Bucharest
Romania

ConvaTec Turkey
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk.
A Blok, No: 21A, İç Kapı No: 9,
Sarıyer / 34396
İstanbul TURKEY

Linus Medical UAB
Ukmergės g. 223,
LT-07156 Vilnius
Lithuania

1 800 339 412
02 3899742 or 0800-12011
080020208
1-800-465-6302
800122111
800-210-113
0800 101 102
48 167474
0800-78 66 200
8003030
(2012) 3645495 / (2012) 5557478
93 6023700
0800 35 84 80
852-25169182
01/5508 999 or 0800 8000
1 800 721721
+ 972 3 9256712
800 930 930
044/ 116 722
8000 5 333
8-800-70001
+32 2 3899742 or 0800-23157
0680 201 201 (code: 1212)
1-800-880-601
0800-0224444 - stomazorgproducten
0800-0224460 - woundzorgproducten
0800-441-763
80030995
0800-216339
0800 120 093
800 20 1678
+40 21 230 23 90
65-62459838
080 15 45
0 800 122 111
+27 (0)861 888 842
0800 101 102
0800-551110
0800 179 797
08-704 72 50 / 020-21 22 22
66-2-2240060
0216 416 52 00
0800 282 254 - Ostomy Care
0800 289 738 - Wound Therapeutics
4006065576
0800-886-989
82-2-34536333
0120-532384
+7 800 200 80 99
+380 44 451 85 51
02/ 3 248 426 / 02/ 3 248 458
0800 18 808

www.convatec.com

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.