



Apósito potenciado de Hydrofiber™ en cinta con plata y fibra reforzante.

INSTRUCCIONES DE USO

es ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El apósito Aquacel™ Ag+ Cinta con plata y fibra reforzante es un apósito suave, estéril, no tejido, formado por una capa de carboximetilcelulosa sódica impregnada con plata iónica al 1,2 % (un agente antimicrobiano), con sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y cloruro de bencetonio (BEC), y reforzado con fibra de celulosa regenerada.

El apósito absorbe grandes cantidades de exudado y bacterias de las lesiones, creando un gel blando cohesivo que se adapta perfectamente al lecho de la lesión, manteniendo un ambiente húmedo y ayudando a retirar tejido no viable de las lesiones (desbridamiento autolítico).

El ambiente húmedo en las lesiones y el control de las bacterias de las lesiones favorece el proceso de cicatrización y ayuda a reducir el riesgo de infección de las lesiones.

La plata iónica del apósito elimina los microorganismos patógenos, tanto planctónicos como los del interior del biofilm bacteriano, incluyendo bacterias, levaduras y hongos de la lesión.

El apósito también altera y absorbe el biofilm, lo que ha demostrado que previene la nueva aparición de biofilm (según se demostró in vitro) y aumenta la eficiencia de la transferencia de plata a los microorganismos.

El apósito en sí también proporciona una barrera antimicrobiana para proteger el lecho de la lesión.

USO PREVISTO

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta se han diseñado para ser usados como apósito primario para lesiones cavitadas.

Están indicados para utilizarse según las indicaciones de un profesional sanitario en lesiones que presenten riesgo de infección o muestren signos de infección, o en las que se sospeche la presencia de biofilm, y de acuerdo con las indicaciones de uso.

USUARIOS PREVISTOS

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta están indicados para ser utilizados por profesionales sanitarios, cuidadores y pacientes que sigan las indicaciones de un profesional sanitario.

TIPO DE POBLACIÓN DE PACIENTES

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta están diseñados para usarse en pacientes que tengan uno de los tipos de lesiones enumeradas en las indicaciones de uso.

BENEFICIOS CLÍNICOS

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta absorben el exudado de la lesión, las bacterias y el biofilm, proporcionando un ambiente húmedo de cicatrización, que favorece el desbridamiento autolítico y elimina el espacio muerto entre la lesión y la superficie de contacto del apósito.

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta están diseñados para manejar los niveles de exudado que puedan dañar adicionalmente el lecho de la lesión y la piel circundante.

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta proporcionan una barrera para proteger el lecho de la lesión de la contaminación.

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta eliminan de forma efectiva las bacterias, las levaduras y los hongos, tanto en forma de microorganismos planctónicos como los del biofilm.

INDICACIONES

Las indicaciones autorizadas para la utilización del producto con cargo a la financiación por el Sistema Nacional de Salud son las siguientes:

- Úlceras Vasculares (úlceras por estasis venosas, úlceras arteriales y úlceras de etiología mixta) infectadas o con elevado riesgo de infección.
- Úlceras por Presión (espesor parcial o total) infectadas o con elevado riesgo de infección.

CONTRAINDICACIONES

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta no deberán utilizarse en personas con hipersensibilidad o que hayan tenido una reacción alérgica a la plata, la carboximetilcelulosa sódica, la sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) o al cloruro de bencetonio (BEC).

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

- Este apósito no está indicado para utilizarse como esponja quirúrgica.
- La esterilidad está garantizada, a menos que el blister esté abierto o dañado antes del uso.
- No utilice el producto si el embalaje está dañado o abierto antes del uso, y deséchelo de acuerdo con las normativas locales.
- Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta son únicamente para un solo uso y no deben reutilizarse.
- Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección o de contaminación cruzada o el retraso de la cicatrización de la lesión.
- Este apósito no debe utilizarse con otros productos para el cuidado de lesiones sin consultar antes a un profesional sanitario.
- Antes del uso y en caso necesario, los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta pueden cortarse a través de la parte más estrecha de la cinta.
- No se debe realizar un corte a lo largo de la parte más larga de la cinta.
- Este apósito no es compatible con productos oleosos.
- Debido al proceso de esterilización, al abrir el embalaje primario puede sentirse un ligero olor.
- Durante el proceso de cicatrización normal del cuerpo, el tejido no viable es eliminado de la lesión (desbridamiento autolítico), lo que puede hacer que inicialmente la lesión parezca más grande.
- Tras la retirada del apósito, los vasos sanguíneos recién formados pueden producir un exudado de la lesión manchado de sangre.
- Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta están diseñados para ser seguros en ambiente de RM.
- Los médicos y los profesionales sanitarios deben ser conscientes de que hay muy pocos datos sobre el uso prolongado y repetido de productos que contengan plata, sobre todo en niños y recién nacidos.
- Se ha observado que los productos que contienen plata pueden decolorar la piel tras un uso prolongado, pero esto suele ser temporal y se revertirá cuando se deje de usar el apósito con plata.
- Consulte a un profesional sanitario si observa algunos de estos efectos secundarios durante el

- cambio de apósito: irritación (enrojecimiento, inflamación), maceración (blanqueamiento de la piel), hipergranulación (formación excesiva de tejidos), signos de infección (aumento de dolor, sangrado, calor/rubor en el tejido perilesional, exudado de la lesión) o algún cambio en el color u olor de la lesión.
- Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico.
 - Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas y la legislación y los reglamentos locales.
 - Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde resida el usuario o paciente.

PRODUCTOS RELACIONADOS Y TRATAMIENTOS

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta están diseñados para usarse en combinación con otros productos para el cuidado de lesiones, como apósitos primarios, apósitos secundarios, vendajes de fijación, dispositivos de terapia de compresión o tratamientos tópicos medicinales.

El uso de productos y tratamientos adicionales debe realizarse con la supervisión de un profesional sanitario.

CONTACTO Y DURACIÓN DE USO

Los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta se pueden dejar aplicados hasta 7 días, pero se deben cambiar antes si está indicado clínicamente.

La necesidad de usar los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta debe volver a evaluarse a los 14 días, y considerar un manejo alternativo de lesiones si es apropiado.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de aplicar el apósito, limpie la zona de la lesión con un limpiador para lesiones adecuado.
- Coloque el apósito Aquacel™ Ag+ Cinta en las lesiones cavitadas; deje al menos 2,5 cm fuera de la lesión para poder retirarlo fácilmente.
- Para mantener los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta en su sitio, es necesario utilizar un apósito secundario de cobertura que retenga la humedad de las lesiones con exudado de ligero a moderado o un apósito secundario no adhesivo en lesiones con exudado abundante.
- Para lesiones secas, consulte la sección PARA LESIONES SECAS a continuación.
- Consulte las instrucciones de uso completas en los prospectos individuales incluidos en el envase del apósito de cobertura.
- Todas las lesiones deben inspeccionarse regularmente.
- Retire los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta cuando esté clínicamente indicado (es decir, cuando haya fugas, sangrado excesivo, aumento del dolor) o después de un máximo de siete días.

PARA LESIONES SECAS

- Pre-humedezca los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta humedeciéndolos con solución salina estéril antes de aplicarlos en la lesión cavitada seca.
- Las propiedades gelificantes de los apósitos Aquacel™ Ag+ Cinta ayudarán a mantener la lesión húmeda y reducirán el riesgo de maceración.
- Cubra el apósito con un apósito que retenga la humedad para evitar que se seque y se adhiera posteriormente a la lesión.
- Si el apósito está seco cuando se disponga a retirarlo, hidrátelo antes con solución salina estéril para reducir el riesgo de traumatismo.

Almacenar a temperatura ambiente (10 °C-25 °C/50 °F-77 °F).


Mantener seco.

<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Este es el sitio del Resumen sobre seguridad y funcionamiento clínico tras el lanzamiento de la Base de Datos Europea sobre Productos Sanitarios (EUDAMED).

© 2024 Convatec

™/® indica una marca comercial del grupo Convatec



Convatec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire CH5 2NU, UK

UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østed
4320 LEJRE DENMARK

España

93 6023700