

Contraindicașionlar:

Yaralı cildi veya açıl yaralıları kapatmak için veya ürüne karşı duyarlı olan ya da ürüne karşı duyarlılık veya alerjik reaksiyon geliştiğini bildiren kullananlar.

Önemler ve Gözlemler:

- Dikkat: Megaruterler ve idrar hazinesini olmanması ile ilgili dizi - flush ürostomis olın hastalar idrar tutulmaya yapışkan bulunduğunu vakaların bildirilimi olduğuna bilmedir.
- Bir kite saptanması halinde uygun klinik yöntemle başlanın ve devamlı yapışkan kullanımları değıderilendir.
- Stomayı ve çevreyelin cildi travma ve yaralanmadan korumak için koruyucu ile ostomi sistemini uygularken dikkatli olmalıdır.

Uygulama:

- Cildi temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Kaputinin her tarafından koruma bandını çıkın.
- Stoma etrafında yerleşmesi için koruyucuyu hafifçe yekillendirin, ağız, esnetin ve bastırın. Zor alanları etrafında yerleştirilmek için koruyucu kesilebilir, toplanabilir veya yeniden birleştirilebilir.
- Koruyucuyu stomazın tabanına doğru hafifçe uygulayın düzletin. Çok az bir başıyç uygulayarak koruyucuyu yaklaşık 30 saniye boyunca yerinde tutun.
- Ostomi sistemini doğrudan koruyucunun yüzüne doğru uygulayın ve sağlam oturdüğundan emin olana dek hafif bir baskı 30 saniye boyunca yerinde tutun.
- Rahat ve sağlam olduğuna sürüne kullanın. Aynısı sürekli değışelir.**

Not: İlahir görülməsi halinde koruyucuları brakın ve bir sağılı uzumanna değışin.

Çıkama:

İstomalna sistemini hafifçe vıcırtan çıkartın. Kalınlar ciltten yuvarkıl hareketlerle ve soyarak ya da ESENTA™ takımayın ıapışkan Çözücü kullanırlarıl çıkartılabilir.

Atma: Bu cihaz tek kullanımlıktır ve tekrar kullanılmamalıdır. İtekar kullanımı eneksiyon veya kapazı antmasııyın riskinin artırmasına yol açabilir. Çihazın fiziksel özellikleri, kullanma aıması ıçın optimum olma durumuna kaydedilebilir.

Kullanımdan sonra, bu ürün potansiyel bir biyolojik tehlike olabilir. Kabul edilmiş tıbbi uygulamalar ve yerel yasa ve düzenlemelere uygun olarak kullanıv ve atın.

Bu cihazın kullanımı sırasında veya kullanımdan sonucu olarak ciddi bir olay meydana geldiğinde, lütfen üretici ve ulusal makamları bilgilendirin.

© 2025 Convatec Inc.

*/™ Convatec Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.

عربي
وصف المنتج: إن سدادات ستوماهيسف هي واقيات الجلد، ماصة للرطوبة وقابلة للتشكيل مصممة لتساعده على حماية الجلد من ملامسة سوائل الجسم. الغرض من الاستخدام: توفير الحماية للجلد المحيط بالقرعة عن طريق ملء الأجزاء غير المنتظمة والمنخفضة من الجلد لتحسين التصاق أنظمة القرع. دواعي الاستخدام: الاستخدام مع قرعة القوون، أو قرعة الفانفي أو قرعة بولية. دواعي الاستعمال: - يمكن استعمال سدادات ستوماهيسف لحماية الجلد؛ - كسدادة للفتحات الصناعية مثل فتحات القوون، - الأوعية الدقيقة أو البول. - كعازل خارجي للجلد غير المستوى. موائل الاستعمال: لا يستعمل لتغطية الجلد المخدوش أو الجروح المفتوحة أو بواسطة أفراد يعانون بالفعل من حساسية أو تتكرر نوبات أعراض حساسية أو رد فعل تحسسي من المنتج. التحذيرات والملاحظات: تحذير: - يجب أن يعلم المرضى ذوى الفتحات الصناعية الذين يعانون من تسخم الحالبين وعدم وجود مثانة البول بولية مخلفة أنه قد وردت حالات مثالبية عثر فيها على المنتج اللاصق داخل مجرى البول. إذا تم اكتشاف كتلة يجب المبادرة بالمعالجة الإكلينيكية المناسبة وتقييم الاستعمال المستمر للمنتج اللاصق. - يجب مراعاة الحرص عند تركيب السدادة وجهاز الفتحة الصناعية لحماية الفتحة والجلد المحيط بها من أي إصابة أو صدمة. كيفية التركيب: - أحرص على نظافة الجلد وجفافه. - انزع أنزاع الغلاف المبطن للسدادة من كلتا جهتيها. - شكل ، أبرم، شد واضغط على السدادة حتى تحبك جيدا حول الفتحة. يمكن للسدادة إن تقص، تكوم أو توصّل ببعضها البعض حتى تحبك جيدا حول المواضع الصعبة. - ضع السدادة برفق وافردوها باتجاه قاعدة الفتحة. ثبت السدادة في مكانها لمدة ثلاثون ثانية مع استعمال الضغط الخفيف. - ركب جهاز الفتحة الصناعية فوق سطح السدادة مباشرة ووثقه في مكانه لمدة ثلاثون ثانية مع الضغط الخفيف حتى يتم التركيب بنجاح - تظل مستعملة ما دامت مريحة وآمنة - فترة الاستعمال يمكن أن تختلف ملحوظة:في حالة حدوث أي تبيّيج يوقف الاستعمال ويستشار الطبيب المختص. كيفية نزعه: بقشر الكيس برفق من الجسم – أي بقايا يمكن أن تزال من على الجلد بالبرم أو التقشير أو بلمستعل™ (استنسا) مزيل اللاصق غير اللاصع. التخلص من النفايات: هذا الجهاز مخصص للاستعمال مرة واحدة فقط، ولاتجوز إعادة استعماله. قد تؤدي إعادة استعماله إلى زيادة خطر العدوى أو التلوث المنقول. قد لا تصعب الخصائص المادية للمنتج مثالية للغرض من الاستعمال. قد يكون هذا المنتج خطراً بيولوجاً محتملاً بعد الاستخدام. تعامل معه وتخلص منه وفقاً للممارسة الطبية المقبولة والقوانين واللوائح المحلية المعمول بها. إذا وقع حادث خطر أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجة لاستخدامه، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة والجهة الوطنية المختصة لذلك.

© Convatec Inc. 2025 يشير إلى العلامة التجارية لشركة Convatec Inc.	
БЪЛГАРСКИ	
Описание на продукта: Уплътнителята Stomahesiv® са абсорбиращи влагата моделиращи се кожни бариери, предназначени да помагат за предпаване на кожата от контакт с телесни течности. Предназначение: Осигуряват защита за перистомалната кожа чрез запълване на кожни неравнини и вдлъбнатини за по-добро прилепване на остомните системи. Показания за употреба: За употреба при обслужване на коlostома, ileостома или уrostома. Показания: Уплътнителята Stomahesiv® може да се използват за защита на кожата като: - уплътнение около стомата при коlostома, коlostома и уrostома - вншнo upholsteryваo средство по нервна кожа Противопоказания: Да не се използва за покриване на усредена кожа или открити рани, или от лица, които са чувствителни към или които са развили чувствителност или алергична реакция към продукта. Предпазни мерки и наблюдения: - Внимателно: Пациентите с неопластична уrostома, свързана с мегарутерти и липса на пиксцене мекур, трябва да знаят, че има доказваими случаи, за адезивни отстъпни намерени в пиксчните тъмници. Ако бъдат намерени адезивни отстъпки, започнете подходящо клинично лечение и оценете продължаването на употребата на адезивния продукт - Трябва да се внимава, когато се поставя уплътнителят и продукта за стома, за да се предпази стомаха и забавляващата я кожа от травма или нараняване. Приложение: - Уверете се, че кожата е чиста и суха. - Отстранете защитното покритие от двете страни на уплътнителя. - Внимателно оформете, завъртете, разгнетете или пригнетете уплътнителя, за да се постави точно около стомата. Уплътнителят може да бъде рязан, парчетата да се засъхват или съединяват отново, за да се постави около трудните места. - Внимателно поставете и пригладете уплътнителят към основата на вашата стома. Докато прилагате лек натиск, задръжте уплътнителят на място за около 30 секунди. - Послевайте продукта с вода директно върху повърхността на уплътнителя и задръжте на място за 30 секунди с лек натиск, докато се заплене сигурно. Носете топлова дъгто, коланото е удобно и сигурно. Времето за носене може да варира. Забележка: Ако възникне дразнене, прекратете употребата и се консултирайте с медицински специалист. Отстраняване: Внимателно отпелете системата с приборката от тялото. Всички отстъпки могат да бъдат отстранени от кожата чрез навътане и обвиване или чрез използване на недразнещ препарат за отстраняване на адезивни ESENTA™. Изхвърляне: Това изделие е само за еднократна употреба и не трябва да се използва повторно. Повторната употреба може да доведе до повишени риси от инфекции и кръстосано замърсяване. Физикохимичните свойства на изделието могат вече да не са вече оптимални за предвидената употреба. Избягвайте използване този продукт може да е потенциално биологично. Да се борави и да се изхвърля в съответствие с възприетата медицинска практика и приложимите местни закони и разпоредби. Ако по време на използването на това изделие или вследствие на използването му се случи сериозен инцидент, моля, съобщете за това на производителя и на местните органи. © 2025 Convatec Inc. */™ указва търговски марки на Convatec Inc.	

МAGYAR
Termékleírás: A Stomahesiv® tömítő alakbélből nedvesszívó borbágot, amelynek rendeltetése, hogy védje a bőrt a testnedvesség való érintkezésétől. Rendeltetés: A sztóma körül bő védeleme szabálytalanságok és a mélyedések kitöltése révén a sztómaátlépés termékek tapadásának javítása érdekében. Alkalmazási javallatok: Kolosztóma, ileosztóma vagy urostóma esetén használándó. Javallatok: A Stomahesiv® tömítő a bőr védelmére a következőképpen használhatók: - sztómaszigetelőként ileosztóma, kolosztóma és urostóma körül - külső szigeteléseként az egyenetlen bőrfelületen Ellenjavallatok: Ne alkalmazza sérült bőrfelület vagy nyílt seb fedésére, vagy olyan személyeknél, akik érzékenyek a termékre vagy érzékenyek, illetve allergiásak váltak a termékre. Övintézkedések és megjegyzések: - Figyelem! A bőr szétválása lévő urostómával rendelkező, megauerter betegségekben szenvedő és vértartalmú vizeitől betegeskedő betegeknél kell lenniük vele, hogy jelentősek a sebeket, által ragasztót találhat a hüvelytáblában. Kezeljen megfelelő klinikai kezelést és mérlegelje a szétváló alkalmazásának folytatását, ha ragasztót észlelnek a hüvelytáblában. - A tömítő és a sztómaátlépés szigetelői: felhelyezésükor ügyeljen arra, hogy megővja a sztómat és a környező bőrfelületet a traumától vagy a sérüléstől. Felhelyezés: - Győződjön meg róla, hogy a bőr tiszta és száraz-e. - Távolítsa el a védőfilmet a tömítő mindkét oldaláról. - Finomman formálja, tekerje fel, nyújtsa meg vagy nyomja össze a szigetelő anyagot, hogy az illeszkedjen a sztóma köré. A problémás felületekhez való illeszkedés érdekében a tömítő elválasztás, többérfelreken egymással helyettesít. Illelve egymáshoz ragaszthatja. - Finomman tegye fel és simítsa ki a tömítőt a sztóma alapja felé. Emlje, nyomás alkalmazásával tartsa helyén a tömítést mintegy 30 másodpercig. - Helyezze a sztómaátlépés szigetelősköz közvetlenül a tömítő anyag felszínre, és egyhén nyomva tartsa ott 30 másodpercig, amíg rögzül. Adag viselje, amíg kényelmes és biztonságos. A viselés ideje változó lehet. Megjegyzés: Amennyiben irritáció jelentkezne, ne használja tovább és forduljon egészségügyi szakemberhez. Éltávolítás: Ötvenás válasza le a testről a szakrendszert. A bőrn maradó darabok eltávolíthatók götgetéssel, lehúzással vagy a ESENTA™ csípő érzést nem okozó ragasztó oldószalival. Ártalmatlantítás: Ez az eszköz kizárólag egyszeri használatra szolgál, és nem szabad ismétletlen felhasználni. Az ismételt használat a fertőzés és a keresztrefertőzés nagyobb kockázattal eredményezheti. Ismételt használat esetén az eszköz fizikai tulajdonságai nem feltétlenül optimálisak a rendeltetéseszerű használatához. Használatát után a potenciális biológiai veszély jelenthet. Az elfogadott orvosi gyakorlatnak és a hatályos helyi törvényeknek és szabályozásának megfelelően kell kezelni és ártalmatlantítani. Ha az eszköz használatla közben vagy annak következtében súlyos váratlan esemény következik be, azt jelenteni kell a gyártónak és a helyileg illetékes nemzeti hatóságknak. © 2025 Convatec Inc. A */™ szimbólum a Convatec Inc. védjegyjét jelöli.

LIETUVIŲ
Produkto aprašymas: Stomahesiv® Seal žiedas yra formuojamas pirštais, apsaugantis odą nuo stomos turinio pratekėjimo. Naudojimo paskirtis: Apsaugoti odą aplink stoma, užpildant odos neįlygumus ir įdubimus, norint pagerinti sukibimą tarp odos ir stomos sistemos. Naudojimo indikacijos: Skirta naudoti pacientams, turintiems kolostomą, ileostomą ar urostomą. Indikacijos: Stomahesiv® Seal žiedą galima naudoti odos apsaugai: - ileostomai, kolostomai ir urostomai; - šoninėms odos neįlygumams; Contraindicacijos: Stomahesiv® Seal žiedas yra formuojamas pirštais, apsaugantis odą nuo stomos turinio pratekėjimo. Naudojimo paskirtis: Apsaugoti odą aplink stoma, užpildant odos neįlygumus ir įdubimus, norint pagerinti sukibimą tarp odos ir stomos sistemos. Naudojimo indikacijos: Skirta naudoti pacientams, turintiems kolostomą, ileostomą ar urostomą. Indikacijos: Stomahesiv® Seal žiedą galima naudoti odos apsaugai: - ileostomai, kolostomai ir urostomai; - šoninėms odos neįlygumams;

Contraindicacijos:

Nenaudokite pažėstai odai arba atviroms žaizdoms uždengti, taip pat asmenims, turintiems jautrią ar alergiją odą arba kuriems išsivysė jautrumas ar alergija produktui.

Atsargumo priemonės ir pastabos:

- Įspėjimas: Pacientams, turintiems plokščiąsias uostasmas, prilipnamčius priemonės patartina naudoti atsargiai, ypač tais atvejais, kai šlapimtakį spindys yra didesnis arba yra suformotas šlapimo rezervuaras. Yra būvė atvejų, kai lūpinių medžiaga būvė aptikta šlapimo sistemoje. Jei aptinkama lipniosios masės, atlikite tinkamas kliniines procedūras ir įvertinkite galimybę toliau naudoti šį produktą.
- Už dėdant žiedą ir stomos priemonę reikia elgtis atsargiai, kad nepažeistumėte stomos ir perstomisės odos.
- Uždėjimas**
- Įsitikinkite, kad oda yra tvirtai sausa.
- Numirkite apsauginę plėvelę abiejose žiedo pusėse.
- Sveikais pirštais įsijusiais suformuokite angą ir apsaugkite žiedą aplink stoma. Žiedą galima kargyti, klijuoti dailimis, kad jis pilnai užuolėtų sunkiai priemas vietas.
- Naudokite tol, kol patogu ir patikimai laikosi.** Naudojimo trukmė gali skirtis.
- Pastaba:** Jei atsidūrė dirgumas ir odos paraudimas, nebenaudokite ir pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

Nuėmimas

Sveikais numirkite stomos rinktuvo sistemą nuo kėno. Visus likučius nuo odos numirkite tirintant arba naudojant ESENTA™ klijų valyklę.

Šalinimas: Šį priemonę skirta vienkartiniam naudojimui; ją negalima naudoti pakartotinai. Pakartotinis naudojimas gali padidinti infekcijos ir užkuto pėmėsmo riziką. Fizinės priemonės savybės gali nebeatikirti naudojimui paskirties.

Po naudojimo šis produktas gali kelti potencialų biologinį pavojų. Tvarkykite ir utilizuokite laikymamiesi nustatytą medicinos praktikos ir taikomų vietinių įstatymų ir teisės aktų.

Jei naudojant šią priemonę ar dėl jos naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir savo nacionalinei sveikatos priežiūros institucijai.

© Convatec Inc., 2025 m.

*/™ nurodo Convatec Inc. prekį ženklus

LATVIEŠU
Produkta apraksts: Stomahesiv® Seals ir formējamas, mitrumu absorbējotās ādas barjeras, kas paredzētas, lai pasargātu ādu no saskarses ar ķermeņa šķidrumiem. Lietošanas noliks: Nodrošina peristomālās ādas aizsardzību, aizpildot neļēdus ādas vietas un izdošumus, lai uzlabotu stomas aprūpes produktus pielipšanu ādai. Lietošanas norādes: Izmantotānai ar kolostomu, ileostomu vai urostomu. Indikācijas: Stomahesiv® Seals var tikt izmantotas ādas aizsardzībai kā: - izolācija kolostomai, ileostomai un urostomai - ārkājš pielipjums uz uzreizēnas ādas Contraindikācijas: Nepiemērojiet, lai nesegtu saplūkušājo ādu vai vaļņus brūces, kā arī personām, kuras ir jutīgas pret šo produktu vai kurām ir izveidojusies jutība vai alerģiska reakcija pret šo produktu. Piesardzības pasākumi un novērojumi: - Uzmanību: Pacientiem ar iekšējā urostomu, saistībā ar megaurteri un urīna rezervuāra nesamību, jāzina, ka ir ziņots par gadījumiem, kad urīnveģs konstatētas adhezīvāvelas. Ja tādā veidā ir konstatēta, sāciet atbilstošu klīnisko ārstēpi un izvērtējiet produktu ar adhezīviem turpmāku lietošanu. - Jāievēro piesardzība, uzklājot izolāciju un uzliekot stomas aprūpes ierici, lai pasargātu stomu un apkārtojo ādu no traumām vai ievainājumi. Uzlikšana: - Pārliecinieties, ka āda ir tīra un sausa. - Novēmiel aizsargplēvi no abām izolācijas pusēm. - Saudzīgi formējiet, nūļiet, stiepiet vai spiediet izolāciju, lai tā derētu apkārt stomai. Izolāciju var griezt, līmēt kārtās vai no jauna savienot, lai tā derētu apkārt sarežģītām vietām. - Saudzīgi uzlieciot, u noļūdiemiet izolāciju jūsu stomas pamatnes virzienā. Izdarīt nelielu spiedienu, turiet izolāciju tai paredzētajā vietā apmēram 30 sekundes. - Uzlieciot stomas aprūpes produktu tieši uz izolācijas virsmas un turiet to tai paredzētajā vietā 30 sekundes, saudzīgi izdarot spiedienu, līdz tā ir nostiprināta. Nesājiet to tik ilgi, kamēr ar to jūtaties ērti un droši. Nolietošanas laiks var atšķīrties. Piezīme: Ja rodas kairinājums, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Novēmans: Saudzīgi novēmiel no ķermeņa maisījusi sistēmu. Visus atlikumus no ādas var novēmt rūļējot un lobot, vai izmantojot ESENTA™ sausuvelu novēmiu. Utilizējāna: Šī ierice paredzēta tikai viencilēdžai lietošanai un nav lietojama atkārtoti. Atkārtota lietošana var palielināt infekcijas risku un savstarpējs piesārņošanas risku. Ierices fizikālās īpašības var vairs nebūt optimālas paredzētajai lietošanai. Pēc lietošanas šis produkts var būt bioloģiski bīstams. Rīkojieties un utilizējiet saskaņā ar pieņemto medicīnisko praksi un attiecīgajiem vietējiem likumiem un normatīviem. Ja šis ierices lietošanas laikā vai tās lietošanas rezultātā ir noticis nopietns negadījums, lūdz, ziņojiet par to ražotājam un savas valsts varasiestādēm. © 2025 Convatec Inc. */™ norāda Convatec Inc. preču zīmes.

ROMÂNĂ
Descrierea produsului: Inelele de etanșare Stomahesiv® sunt bariere cutanate ce pot fi modulate, care absorb umezeala, create pentru a contribui la protejarea pielii împotriva contactului cu lichidele corporale. Utilizare prevăzută: Asigură protecția pielii peristomale prin umplerea neregularităților și dimenșiilor cutanate, pentru a îmbunătăți aderența sistemelor stomice. Indicații de utilizare: Pentru utilizarea în asociere cu o colostomie, ileostomie sau urostomie. Indicații: Inelele de etanșare Stomahesiv® pot fi utilizate pentru protejarea pielii drept: - inel stomic de etanșare pentru ileostomie, colostomie și urostomie - agent de etanșare extemp pe pielea neuniformă Contraindicații: A nu se utiliza pentru a acoperi pielea deteriorată sau leziunile deschise sau de către persoane sensibile la sau care au dezvoltat sensibilitate sau reacție alergică la produs. Precauții și observații: - Atenție: Pacienții cu urostomie etractată, atunci când este asociată cu megaurterie și absența unei neovezițe, trebuie să știe că s-a raportat cazuri de adeziv identificat în tractul urinar. Începeți gestionarea clinică corespunzătoare și evaluați utilizarea în continuare a produsului adeziv dacă se detectează formarea unei mase. - Trbuie să aveți grijă, atunci când aplicați inelul de etanșare și dispozitivul stomic, să protejați stoma și pielea din jur împotriva traulelor sau leziunilor. Aplicare: - Asigurați-vă că pielea este curată și uscată. - Îndepărtați stratul protector antiadheziv de pe ambele părți ale inelului de etanșare. - Modelați, luați, întindeți sau comprimați ușor inelul de etanșare pentru a se așeza în jurul stomei. Inelul de etanșare poate fi tăiat, suprapus sau reîmbinat pentru a se potrivei în jurul zoneilor dificile. - Aplicați și neteziți ușor inelul de etanșare spre baza stomei. În timp ce aplicați o presiune ușoară, țineți inelul de etanșare nemiscat timp de 30 de secunde. - Aplicați produsul stomic direct pe suprafața inelului de etanșare și țineți-l nemiscat timp de 30 de secunde, aplicând o presiune ușoară până este bine fixat. Purtați-l atâtă timp cât este confortabil și sigur. Timpul de purtare poate varia. Notă: Dacă apar iritații, interrompeți utilizarea și consultați un cadru medical. Îndepărtarea: Dezlipiți ușor sistemul cu pungă de pe corp. Orice reziduu poate fi îndepărtat de pe pielea dacă este lăsat să se deslipească sau dacă se utilizează soluția pentru îndepărtarea adezivului fără senzație de usturime ESENTA™. Eliminarea: Acest dispozitiv este exclusiv de unică folosință și nu trebuie reutilizat. Reutilizarea poate determina un risc crescut de infecție sau contaminare încrucișată. Este posibil ca proprietățile fizice ale dispozitivului să nu mai fie optime pentru utilizarea prevăzută. După utilizare, acest produs poate fi un risc biologic potențial. A se manevra și elimina în conformitate cu practica medicală acceptată și legile și reglementările locale aplicabile. Dacă în timpul utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării acestuia s-a produs un incident grav, vă rugăm să îl raportați producătorului și autorității naționale. © 2025 Convatec Inc. */™ indică mărci comerciale ale Convatec Inc.

SLOVENSKI
Opis izdelka: Tesnilni obročki Stomahesiv®so pripomočki za zaščito kože, ki vijpijajo vlago in jih je mogoče odlikovati, zasnovana pa so za zaščito kože pred stikom s telesnimi tekočinami. Predvidena uporaba: Zagotavljanje zaščite peristomalne kože z zaplavitvijo nepravilnosti in vzevi v koži, kar omogoča boljšo pritrjitost sistema za stoma. Indikacije za uporabo: Za uporabo pri kolostomii, ileostomii ali urostomii. Indikacije: Tesnilni obročki Stomahesiv® se lahko kot zaščita za kožo uporabijo kot: - tesnilo za ileostomo, kolostomo in urostomo, - zunanje tesnilno sredstvo na neenakomerno kožni površini Contraindikacije: Izdelka ne uporabljajte za prekrivanje predne kože ali odprtih ran. Izdelka ne smejo uporabljati posamezniki, ki so občutljivi oz. so razvili občutljivost ali alergijsko reakcijo na izdelek. Previdnostni ukrepi in opombe: - Svarilo: Pacienti s stomo urostomijo v primeru megaurterije in odzodnosti zbiralnika za seč, morajo vedeti, da so poročali o ostankih adheziva. Ki so ga razili v urinalnem traktu. - Vzamej primeru pritrjitve z ustrezno klinično obravnavo in pretehtajte nadaljnjo uporabo adhezivnega proizvoda. - Pri nanjšanju tesnilnega obročka in pripomočka za stomo bodite previdni, da stoma in kožo okoli nje ne zavržete pred udarcu oz. poškodbami. Namesitve: - Prokrbite, da je koža čista in suha. - Z obeh strani tesnilnega obročka odstranite zaščitni sloj. - Tesnilni obroček nežno oblikujte, zvijte, raztegnite ali stisnite, da se prilaga področju okoli stome. - Tesnilni obroček je mogoče razrezati, naložiti in znova spoiti, da se prilga bolj kompleksno oblikovanim predelom. - Tesnilni obroček nežno namestite in ga pogladite proti stomi. Tesnilni obroček z rahlim pritiskanjem približno 30 sekund držite na mestu. - Pripomoček za stoma namestite neposredno na tesnilni obroček in ga z rahlim pritiskanjem 30 sekund držite na mestu, da se dobro namesti. Nosite ga lahko, dokler vam ne postane neprijetno oz. dokler izdelek ni več dobro nameščen. Čas nošenja se lahko razlikuje. Opomba: Če pride do draženja, izdelek prenehajte uporabljati in se obrnite na zdravstvenega delavca. Odstranjanje: Sistem vrečke nežno odlepite s telesa. Membritne ostane lahko odstranite tako, da podrgnete po koži in jih odlepite oz. da uporabite odstranjevalce lepilnih sredstev brez draženja ESENTA™. Odlaganje: Ta pripomoček je namenjen samo za enkratno uporabo in ga ne smete uporabiti znova. Ponovna uporaba lahko poveča tveganje za okužbo in navzkrižno kontaminacijo. Poleg tega se fizične lastnosti pripomočka lahko spremenijo tako, da ni več optimalen za predvideno uporabo. Po uporabi lahko izdelek predstavlja potencialno biološko nevarnost. Z izdelkom ravnejte in ga odložite skladno s potjernimi medicinskimi praksami ter veljavnimi lokalnimi državinimi in zveznimi zakoni in predpisi. Če med uporabo tega pripomočka ali posledično zaradi njegove uporabe pride do resnega zapleta, z njim sezanite proizvajalca in svoj nacionalni organ. © 2025 Convatec Inc. */™ označuje blagovno znamko družbe Convatec Inc.

Sorting Instructions for Packaging – applicable to French territories only. Article 17 of the French AGEC Law and its implementing decree no. 2021-835 of 29 June 2021 / Information de classification para é emballaje aplicable solamente al territorio francés. Artículo Nº 17 de la Ley AGEC francesa y su decreto de aplicación nº 2021-835 del 29 de junio de 2021 / Informations sur le tri des emballages – applicable à la France uniquement. Article 17 de la loi AGEC et son décret d'application n° 2021-835 du 29 juin 2021 / Informazio de Classificao das Embalagens – aplicável apenas aos territórios franceses. Artigo 17º da Lei AGEC francesa (Lei Anti-Resíduos franceses) e seu decreto de implementação nº 2021-835 de 29 de junho de 2021 / 包裝分類資訊-仅适用于法国领土。 法國AGEC法令17条及其实施条例 2021年6月29日第2021-835 号 / 包裝分類資訊—僅適用於法國境內。 法國 AGECE 法第 17 條及其第 1 號實行政法令 2021 年 6 月 29 日第 2021-835 號。 / Sortierungsinweise für Verpackungen – ausschließlich in Frankreich geltend. Artikel 17 des AGEC-Gesetzes (französisches Kreislaufgesetz) und der dazugehörigen Durchführungsverordnung Nr. 2021-835 vom 29. Juni 2021 / Informazio sul smaltimento dell'imballaggio – applicabile solo al territorio francese. Articolo 17 della legge francese AGEC e relativo decreto attuativo n. 2021-835 del 29 giugno 2021 / Sortierinformatie voor verpakkingen – alleen van toepassing op Frans grondgebied. Artikel 17 van de Franse AGEC-wet en het uitvoeringsbesluit nr. 2021-835 van 29 juni 2021 / Sorteringsinformatie for forpakkinger – gäller endast franska territorier. Artikel 17 des Franse AGEC-lagen och dess genomförandebeslut nr. 2021-835 av 29 juni 2021 / Lajittelutiedot pakkausta varten – koskee vain Ranskan alueita. Ranskan AGEC-lain 17 § sen täytäntöönpanosetus nr. 2021-835, 29.6.2021 / Sorteringsoplysninger for emballage – gælder kun for franske territorier. Artikel 17 i den franske AGEC-lov og dens gennemførelsesbeslut nr. 2021-835 af 29. juni 2021 / Francúzsky AGEC zákona i njegova provedbena uredba br. 2021-835 od 29. lipnja 2021. godine / Palestenskie informacje o sortowaniu odpadów – wyłącznie na terytorium Francji. Artykuł 17 francuskiej ustawy AGEC i jej dekrét wykonawczy nr 2021-835 z 29 czerwca 2021 r. / Informazio o třídění obalů – platí pouze pro francouzské území. Článek 17 francouzského zákona AGEC a jeho prováděcí vyhláška č. 2021-835 ze dne 29. června 2021 / Informazio o třídění obalů – platí len pre francúzske územia. Článok 17 francúzskeho zákona AGEC a jeho vykonávacia vyhláška č. 2021-835 z 29. júna 2021 / Palestinske sortierinformatie voor verpakkingen – alleen van toepassing op Frans grondgebied. Artikel 17 van de Franse AGEC-wet en het uitvoeringsbesluit nr. 2021-835 van 29 juni 2021 / Sorteringsinformatie for forpakkinger – gäller endast franska territorier. Artikel 17 des Franse AGEC-lagen och dess genomförandebeslut nr. 2021-835 av 29 juni 2021 / Francúzsky AGEC zákona i njegova provedbena uredba br. 2021-835 od 29. lipnja 2021. godine / Palestenskie informacje o sortowaniu odpadów – wyłącznie na terytorium Francji. Artykuł 17 francuskiej ustawy AGEC i jej dekrét wykonawczy nr 2021-835 z 29 czerwca 2021 r. / Informazio o třídění obalů – platí pouze pro francouzské území. Článek 17 francouzského zákona AGEC a jeho prováděcí vyhláška č. 2021-835 ze dne 29. června 2021 / Informazio o třídění obalů – platí len pre francúzske územia. Článok 17 francúzskeho zákona AGEC a jeho vykonávacia vyhláška č. 2021-835 z 29. júna 2021 / Palestinske sortierinformatie voor verpakkingen – alleen van toepassing op Frans grondgebied. Artikel 17 van de Franse AGEC-wet en het uitvoeringsbesluit nr. 2021-835 van 29 juni 2021 / Sorteringsinformatie for forpakkinger – gäller endast franska territorier. Artikel 17 des Franse AGEC-lagen och dess genomförandebeslut nr. 2021-835 av 29 juni 2021 / Francúzsky AGEC zákona i njegova provedbena uredba br. 2021-835 od 29. lipnja 2021. godine / Palestenskie informacje o sortowaniu odpadów – wyłącznie na terytorium Francji. Artykuł 17 francuskiej ustawy AGEC i jej dekrét wykonawczy nr 2021-835 z 29 czerwca 2021 r. / Informazio o třídění obalů – platí pouze pro francouzské území. Článek 17 francouzského zákona AGEC a jeho prováděcí vyhláška č. 2021-835 ze dne 29. června 2021 / Informazio o třídění obalů – platí len pre francúzske územia. Článok 17 francúzskeho zákona AGEC a jeho vykonávacia vyhláška č. 2021-835 z 29. júna 2021 / Palestinske sortierinformatie voor verpakkingen – alleen van toepassing op Frans grondgebied. Artikel 17 van de Franse AGEC-wet en het uitvoeringsbesluit nr. 2021-835 van 29 juni 2021 / Sorteringsinformatie for forpakkinger – gäller endast franska territorier. Artikel 17 des Franse AGEC-lagen och dess genomförandebeslut nr. 2021-835 av 29 juni 2021 / Francúzsky AGEC zákona i njegova provedbena uredba br. 2021-835 od 29. lipnja 2021. godine / Palestenskie informacje o sortowaniu odpadów – wyłącznie na terytorium Francji. Artykuł 17 francuskiej ustawy AGEC i jej dekrét wykonawczy nr 2021-835 z 29 czerwca 2021 r. / Informazio o třídění obalů – platí pouze pro francouzské území. Článek 17 francouzského zákona AGEC a jeho prováděcí vyhláška č. 2021-835 ze dne 29. června 2021 / Informazio o třídění obalů – platí len pre francúzske územia. Článok 17 francúzskeho zákona AGEC a jeho vykonávacia vyhláška č. 2021-835 z 29. júna 2021 / Palestinske sortierinformatie voor verpakkingen – alleen van toepassing op Frans grondgebied. Artikel 17 van de Franse AGEC-wet en het uitvoeringsbesluit nr. 2021-835 van 29 juni 2021 / Sorteringsinformatie for forpakkinger – gäller endast franska territorier. Artikel 17 des Franse AGEC-lagen och dess genomförandebeslut nr. 2021-835 av 29 juni 2021 / Francúzsky AGEC
--