

- Σπανιότατα έχει αναφερθεί εμφάνιση ερεθισμού ή μούλιασμα του δέρματος ή υπερβολική αύξηση του κοκκώδους ιστού.
- Αυτό το προϊόν διατίθεται αποστειρωμένο. Εάν η ατομική συσκευασία έχει καταστραφεί, μην το χρησιμοποιήσετε.
- Η χρήση του ειθέματος CarboFlex επίθεμα δεν συνιστάται για βρέφη κάτω των 12 μηνών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ CarboFlex E ΊΘΕΜΑ
Αυτά τα επίθεματα είναι στείρα και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανάλογα. Εάν είναι απαραίτητο,το τραύμα καθαρίζεται χειρουργικά για να απομακρυνθούν τα νεκρώματα. Καθαρίστε την περιοχή του τραύματος, ξεπλύντε καλά και στεγνώστε το περιβάλλον δέρμα.

Μήν κόψετε το επίθεμα. [Μην]

- Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος, έτσι ώστε το επίθεμα να ξεπερνά τις άκρες του τραύματος τουλάχιστον κατά 3,2 cm (1 1/4"). Σε αβαθή τραύματα, το επίθεμα μπορεί να τοποθετηθεί απ’ ευθείας πάνω στο τραύμα σαν πρωτεύον επίθεμα, ενώ σε τραύματα με κοιλότητας το CarboFlex εϊίθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από υλικά / τζέλ πλήρωσης κοιλότητων, σαν δευτερεύον επίθεμα.
- Τοποθετήστε την ινώδη (μη γυαλιστερή) επιφάνεια του επίθέματος πάνω στο τραύμα ή πάνω από τα υλικά πλήρωσης κοιλότητων.
- Στερεώστε το CarboFlex εϊίθεμα στη θέση του πάνω στο τραύμα με ταινία ή άλλο κατάλληλο υλικό.
- Το απορροφητικό στρώμα του επίθέματος θα συγκρατήσει τα υγρά του τραύματος δημιουργώντας ένα μαλακό ζελέ.
- Αντικαταστήστε το επίθεμα σύμφωνα με τη νοσοκομειακή πρακτική, ή όταν υπάρξει διαρροή υγρών από το εξωτερικό στρώμα ή όταν δεν απορροφώνται πλέον οι οσμές του τραύματος. Σε μη μολυσμένα δύσοσμα τραύματα, το CarboFlex εϊίθεμα μπορεί να παραμείνει έως και τρεις ημέρες. Εάν το τραύμα είναι μολυσμένο, τότε το CarboFlex εϊίθεμα πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ CarboFlex E ΊΘΕΜΑ
Αφαιρέστε προσεκτικά το επίθεμα, ξεκινώντας από τη μία άκρη του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε την ψύξη και την έκθεση σε υψηλή υγρασία.

Προϊόν μίας χρήσης. Αποστειρωμένο με ακτίνες γάμμα.

© 2022 ConvaTec Inc.
Τα σήματα ©/™ υιοδεικνύουν εμιορικά σήματα της εταιρείας ConvaTec Inc.

<div>한국어</div>
--

제품설명

카보플렉스는 비-접착성의 드레싱으로 흡수성의 상처 접착 부분(알지네이트와 하이드로콜로이드 성분을 함유), 활성탄 중앙패드와 부드러운 상부방수층으로 구성되어 있습니다.

적응증

카보플렉스는 악취가 나는 급성 또는 만성 상처 치료에 이용됩니다. 얇은 상처의 경우 1차 드레싱용으로 사용하며, 깊은 상처의 경우 상처 충전물위에 2차적인 드레싱으로 사용할 수 있습니다. 카보플렉스를 감염성 악취 발생 상처에 사용할 경우, 의료인에 의한 계속적인 관찰과 적절한 항생제 사용이 병행되어 져야 합니다.

비적응증

이 제품이나 성분에 민감한 사람은 사용을 금합니다.

주의 및 관찰사항

- 상처에 따라 적절한 지지 요법을 수행합니다. (즉, 정맥류성 하지 궤양의 경우 압박 붕대를 이용하거나 욕창의 경우 압력 완화 조치를 합니다.)
- 드물게, 피부 자극 또는 피부 손상, 과도한 욕아 조직이 생성되어 질 수 있습니다.
- 이 제품은 멸균 처리되어 공급되므로 만약, 제품포장이 파손되었을 경우에는 사용하지 마십시오.
- 12개월 이하의 유아에게는 CarboFlex 드레싱 상처 드레싱 제품 사용을 권장하지 않습니다.

카보플렉스의 사용

이 드레싱은 멸균 처리된 제품이므로, 올바르게 취급되어야 합니다. 필요시, 상처의 괴사 조직을 제거해 냅니다. 먼저 상처를 세척하고, 주의 피부를 건조시킵니다.

드레싱을 자르지 마십시오.

- 상처 가장자리를 드레싱이 충분히 덮을 수 있도록, 상처크기보다 큰 드레싱을 선택하는데, 적어도 상처 가장자리보다 3.2cm이상 크도록 하여 사용합니다. 길지 않은 상처의 경우 1차 드레싱용으로 상처에 직접 사용할 수 있고, 상처가 패인 경우에는 충전물이 나 켈위에 덮는 2차 드레싱용으로 사용할 수 있습니다.
- 섬유로 된(윤이 없는) 면을 상처나 충전물로 매운 상처위에 부착합니다.
- 테이프나 적당한 재료를 이용하여 드레싱이 움직이지 않도록 합니다.
- 드레싱의 흡수층은 삼출물을 흡수하여, 부드러운 젤 형태로 됩니다.
- 만약 삼출물이 드레싱 상부층으로 새어나오거나, 임상적으로 필요한 경우 냄새가 더이상 흡수되지 않을 때 드레싱을 교환합니다.

비감염성의 악취가 나는 상처의 경우에는, 카보플렉스를 3일까지 사용할 수 있습니다. 만약 상처가 감염되면, 카보플렉스를 자주 교환하여야 합니다.

카보플렉스의 제거

드레싱의 한쪽끝을 잡고 상처로부터 조심스럽게 들어 올려 드레싱을 제거합니다.

저장방법

차갑거나 습도가 높은 곳에 노출되지 않게 실온에 보관 합니다.

1회사용. 감마선 멸균

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ 는 ConvaTec Inc.의 상표입니다.

<div><div><div><div><div></div><div><div>ConvaTec Inc.</div></div></div></div><div>Greensboro, NC 27409</div>USA <p>1-800-422-8811</p></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div><div>Canada</div></div></div></div><div>Legal Manufacturer/Fabricant légal</div>Convatec Inc. <p>7815 National Service Road, Suite 600</p>Greensboro, NC 27409 <p>USA 1-800-422-8811</p></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div><div>ConvaTec Limited</div></div></div></div><div>First Avenue, Deeside Industrial Park</div>Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</div></div>	

<div><div><div><div><div></div><div><div>ConvaTec Polska Sp. z o.o.</div></div></div></div><div>Al. Armii Ludowej 26,</div>00-609 Warszawa, Polska</div></div>	<div><div><div><div><div></div><div><div>Linus Medical</div></div></div></div><div>K. Valdemāra iela 33A-3A,</div>Rīga, LV-1010 Latvija</div></div>
---	--

<div><div><div><div><div></div><div><div>ConvaTec Česká republlka s.r.o.</div></div></div></div><div>Olivova 4/2096</div>110 00 Praha 1</div></div>	<div><div><div><div><div></div><div><div>Linus Medical</div></div></div></div><div>Narva mnt 5,</div>10117 Tallinn, Estonia</div></div>
--	--

<div><div><div><div><div></div><div><div>Základní centrum ConvaTec</div></div></div></div><div>Unomedical, s.r.o.</div>Stúrova 71 A</div>949 01 Nitra, SLOVAKIA</div>	<div><div><div><div><div></div><div><div>Replant Cardio Kft.</div></div></div></div><div>Nándorfejérvári u. 35,</div>H-1119 Budapest Hungary</div></div>
--	---

<div><div><div><div><div></div><div><div>Импортер / Представитель в РФ:</div></div></div></div><div>ЗАО «КонваТек»,</div>115054, Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.1.</div>Тел.: +7 (495) 663 70 30</div> Факс: +7 (495) 748 78 94	<div><div><div><div><div></div><div><div>STOMA MEDICAL d.o.o.</div></div></div></div><div>Frana Polnegovića 1c</div>10000 ZAGREB</div>Phone: 00385 (0)1 5508 998</div> Fax: 00385 (0)1 6177 217
---	--

<div><div><div><div><div></div><div><div>Информационная линия поддержки</div></div></div></div><div>КонваТек (звонок по России бесплатный): 800-200-80-99.</div>Часы работы 9.00-17.00</div></div>	<div><div><div><div><div></div><div><div>TT Medik</div></div></div></div><div>Bulevar Mihajla Pupina 10 D/1</div>11070 Novi Beograd Srbija</div></div>
---	---

<div><div><div><div><div></div><div><div>PCP EOOD</div></div></div></div><div>ул. „Виктор Григорович“ №3 ет.1,</div>София 1606</div>Ел. поща: rsr@techno-link.com</div> тел. (02) 851 90 70, 851 90 71

<div><div><div><div><div></div><div><div>Rombiomedica S.R.L.</div></div></div></div><div>Str. Nicolai Gogol nr.1A,</div>apart. 2, sector 1,</div>011815 Bucharest Romania</div>	<div><div><div><div><div></div><div><div>ConvaTec Turkey</div></div></div></div><div>S. İknur Keles Sk. Huseyin Bagdatlioglu</div>Plz. No: 5/3</div>Kozyatagi, Kadikoy, 34742</div> ISTANBUL TURKEY
--	--

<div><div><div><div><div></div><div><div>Linus Medical UAB</div></div></div></div><div>Ukmergės g. 223,</div>LT-07156 Vilnius Lithuania</div></div>	
--	--

Bosna	080020208
Česká republika	800122111
Crna Gora	0800 101 102
Eesti	8003030
Hrvatska	01/5508 999 or 0800 8000
Kosovo	044/ 116 722
Latvija	8000 5 333
Lietuva	8-800-70001
Magyarország	0680 201 201 (code: 1212)
Polska	800 120 093
România	+40 21 230 23 90
Slovenia	080 15 45
Slovensko	0 800 122 111
Srbija	0800 101 102
Türkiye	0216 416 52 00
Россия	800 200 80 99
Україна	+380 44 451 85 51
Македонија	02/ 3 248 426 / 02/ 3 248 458
България	0800 18 808

www.convatec.com