

sidosens æstetisme påkaldelse.

3. Sidosens valmistelu ja asettaminen:

- Kun lattiat sidostahavalle, valitsee sidosken koko niin, että sen keskellä oleva imukykyinen haavatyyny on vähintään 1 cm suurempi kuin haava.
- Kun tuote asetetaan ehjälle iholle, valitsee sidos, joka peittää herkan alueen kokonaan
- Poista sidos steriilitä pakkauksesta.
- Vain AQUACEL™ Foam kiinnittyy sidos: Poista suojapaperi siten, että sormet koskettavat limapintaa mahdollisimman vähän.
- Pida sidosista haavan tai suojattavahan pinnän päällä ja kohdista sidosken keskiosa haavan tai suojattavahan hoalaan keskiaosan kanssa.
- Sidosista ei saa venyttää, kun sitä asetetaan paikalleen. Kun kyseessä on AQUACEL™ Foam kiinnittyy sidos, tasotilo ilmaruusu paikkaleen. Varmista, että potilaan nivelet pääsevät liikkumaan riittävästi.
- Sidosta voit leikata: tällöin on käytettävä lisäksi teippiä tai kalvoosidosta, jolla sidos voidaan sulkea ja bakteerien pääsy haavaan estää.

4. Sidosken poistaminen:

- Sidos voidaan irrottaa, kun se on klinisesti tarkoituksenmukista (sidosken ei saa antaa ylläilytystä) tai kun sidos vaurioituu/liikautuu.
- Jos sidosken poistaminen on vaikeaa, sidos tulee kyllästää steriileillä keuhkosuolaliuoksella tai vedellä ja poistaa hitaasti.
- Poista sidos painamalla ihoa varovasti, kottahattamalla sidosken yläosaa kuumaa ja jatkamalla näin, kunnes kaikki reunat ovat irti. Irtota sidos varovasti ja hävitä se paikallisten klinisten käytäntöjen mukaisesti.
- Sidosken kulman voi nostaa ihon tarkistusta varten ja sulkea sitten uudelleen vain, kun kyseessä on emalitehtäviä kipsiä. Sidos täytyy vaihtaa, jos iho on uukokuttunut.

Internet-osoitteemme on www.convatec.com.

Valmistetut iossa-Britanniassa

© 2025 Convatec Inc.

*/"-merkki osoittaa Convatec Inc.:n yhtiyön tavaramerkkiä. AQUACEL, AQUACEL-logo ja Hydrofiber ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.



PRODUKT-BESKRIVELSE

- AQUACEL™ Foam bandage er en steril, Hydrofiber™ skumbaseret sårbandage, der består af:
- en vandtæt, åndbar ydre polyurethanfilm, som danner en bakteriel og viral barriere
 - en blød, flegelagt, absorberende midterlag, der indeholder polyurethaniskum og Hydrofiber™ (naturligkarboxymetylcellulose) sårkontaktlag, Puden absorberer og fastholder fugt, eksudater og bakterier.
 - AQUACEL™ Foam klæbende har en perforeret hudkontaktkant med silikoneklæber til at klæbe bandagen til patienten.

KLINISKE FORDELE

- AQUACEL™ Foam er designet til at beskytte skræbelig hud mod fugt, forskydning og friktionsskader.
- AQUACEL™ Foam er designet til at give et fugtigt sårhelingsmiljø, der fremmer autolytisk debridering og fjerner døddummet i kontakt med sår og bandagen.
- AQUACEL™ Foam er designet til at behandle overvaskende eksudativt sår, som sårhelinger kan beskytte sårtejet og den omgivende hud.

TILSIGTET ANVENDELSE

- AQUACEL™ Foam bandager kan anvendes i samråd med sundhedspersonale, til behandling af væskende, ikke-væskende sår og til beskyttelse af intakt hud. AQUACEL™ Foam bandage kan indgå i en omfattende plejeprotokol for at beskytte intakt hud mod nedbrydning.

AQUACEL™ Foam bandager kan anvendes som primær eller sekundær bandage.

INDIKATIONER

AQUACEL™ Foam bandage er indiceret til behandlingen af:

- Bensår
- Tryksår
- Diabetiske fodsår
- Operationssår
- Delvis forbrændinger (andengrads forbrænding)
- Traumatiske sår

TILSIGTETE BRUGERE

AQUACEL™ Foam bandager er beregnet til at blive anvendt af sundhedspersonale, patienter og omsorgspersoner.

MÅLPATIENTPOPULATION

AQUACEL™ Foam bandager er beregnet til at blive brugt på patienter med en af sårtyperne angivet i indikationerne eller, der kræver beskyttelse fra hudnedbrydning.

KONTRAINDIKATIONER

AQUACEL™ Foam bandager må ikke anvendes til personer, som er overfølsomme over for og/eller har haft en allergisk reaktion på bandagen eller bestandele andet overfor. AQUACEL™ Foam bandage er ikke kompatibel med oxidationsmidler som hydrogenperoxid eller hypokloritopløsninger.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

Sterilitet garanteres, med mindre posen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen. Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller åbnet forud for anvendelsen, og skal bortkasseres i henhold til lokale forordninger.

Må ikke anvendes efter den anførte udløbsdato.

AQUACEL™ Foam bandager er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Genbrug kan medføre eget risiko for infektion og krydskontaminering samt forsinket sårheling.

Alle i kontakt med væskende sår kan AQUACEL™ Foam bruges som sekundær bandage sammen med en primer bandage, så som AQUACEL™ Extra.

Denne bandage må ikke anvendes sammen med andre sårbehandlingsprodukter uden først at have konsulteret sundhedspersonale.

Hvis der klippes i den klæbende bandage, kan der blive brug for yderligere tape til at holde den på plads.

Yderligere tape eller andre fikseringsmetoder vil være påkrævet for at fastgøre AQUACEL™ Foam

ikke-klæbende bandage på plads.

AQUACEL™ Foam bandager er vandafvisende, dog må de ikke nedskænes under vand ved badning eller svømming.

AQUACEL™ Foam bandager er ikke kompatible med oliebaserede produkter.

Under kroppens normale helingsproces blir ikke-levedyktig væv fjernet fra sår (autolytisk debridement), hvilket kan i starten få sår til at se større ud.

Kontakt sundhedspersonale, hvis der under bandageskift observeres irritation (rødem og inflammation), tegn på infektion (økt smerte, blødning, varme/rødem i omgivende væv, øget sekretion fra sår) eller ændringer i sårts farve og/eller lugt.

Efter anvendelsen kan dette produkt udgøre en potentiel biologisk risiko. Hånder og bortkasseres i henhold til accepteret medicinsk praksis og gældende lokale, statlige og nationale love og forordninger.

Hvis der under eller som følge af anvendelsen af dette produkt er forekommet en alvorlig hændelse, bedes den indberettet til fabrikanten og det bemyndigede organ landet, hvor brugen og/eller patienten er bosat.

KONTAKT OG ANVENDELSENS VARIGHED

AQUACEL™ Foam bandager kan bæres i op til 7 dage, bandagerne skal skiftes tidligere, hvis det er klinisk indiceret, og er sikre til kontinuerlig brug.

BRUGSANVISNING

1. Opbevaring

Opbevar ved stuetemperatur (10°C - 25°C/50°F - 77°F). Undgå sollys. Opbevares tørt.

2. Forberedelse og rengøring af sår og huden:

Inden anlægges af bandagen rengøres sår med en passende sårrens, og den omkringliggende hud tørres.

3. Forberedelse og applicering af bandagen:

a. Vælg en passende bandagestørrelse, der sikrer, at den absorberende pude i midten er mindst 1 cm (1/3 tomme) store end sår.

b. Ved anlæggelse på intakt hud, så vælg en bandage, som dækker hele det sårbare område

c. Tag bandagen ud af den sterile emballage.

d. Kun for AQUACEL™ Foam klæbende: Fjern ættrekskapaet og undgå så vidt muligt kontakt mellem fingrene og klæbelæffen.

e. Hold bandagen over sår et eller to sekunder, så huden, der skal beskyttes, så midten af bandagen er lige over midten af såret, eller den del af huden, der skal beskyttes.

f. Sørg for at bandagen ikke strækkes, når den anlægges. For AQUACEL™ Foam klæbende, glæt den klæbende kant ud. Sørg for at led er tilstrækkeligt bøjede, for at tillade patientmobilitet.

g. Bandagen kan tilkippes. Hvis den tilkippes, brug da yderligere tape eller en film til at skæbe en forsegling og er sikre til kontinuerlig brug.

4. Fjernelse af bandagen:

a. Bandagen skal skiftes, når det er klinisk indiceret (bandagen må ikke blive gennemvædet), eller hvis den bliver beskadiget/beskadt.

b. Hvis det er svært at fjerne bandagen, kan bandagen gennemvædes med sterilt vand eller saltvand og tages langsomt af.

c. Bandagen fjernes ved at trykke let på huden og forsigtigt løfte et af bandagens hjørner og fortsætte til alle hjørner er frie. Fjern forsigtigt bandagen og bortskaf den i henhold til lokale kliniske retningslinjer.


d. Kun ved forebyggende behandling må bandagens hjørner løses for at inspicere huden og derefter foreslages igen. Bandat skal skiftes, hvis huden er beskadiget.

Besøg os online på www.convatec.com.

Fremstillet i UK

© 2025 Convatec Inc.

*/"-angivet er varemærke tilhørende Convatec Inc. AQUACEL, AQUACEL logo og Hydrofiber er registrerede varemærker



PRODUKT-BESKRIVELSE

- AQUACEL™ Foam bandasje er en steril Hydrofiber™-skumbandasje som består av:
- en vannett, pustende utendige polyuretanfilm som utgjør en barriere mot bakterier og virus
 - en myk, absorberende fyllingspute i midten som inneholder polyuretaniskum og Hydrofiber™-sårkontaktlag (naturligkarboxymetylcellulose). Puden absorberer og holder inne fuktighet, eksudater og bakterier.
 - AQUACEL™ Foam selvklebende har en hudkontaktkant med silikoneklæber, slik at bandasjen kan festes til huden.

KLINISKE FORDELER

- AQUACEL™ Foam er utviklet for å beskytte skår hud mot fuktighet, skjærkrefter og friksjonsskader.
- AQUACEL™ Foam er utviklet for å danne et fuktig miljø for sårhelning, fremme autolytisk debridering og fjerne døddum mellom sår og bandasjen.
- AQUACEL™ Foam er utviklet for å håndtere overflødig eksudat som kan skade sårbummen og den omkringliggende huden ytterligere.

TILTENKT BRUK

Etter konsultasjon med helsepersonell kan AQUACEL™ Foam-bandasjer brukes til behandling av væskende og ikke-væskende sår, og til beskyttelse av intakt hud.

AQUACEL™ Foam-bandasje kan inkluderes i en omfattende behandlingsprotokoll for å beskytte intakt hud mot nedbrytning.

AQUACEL™ Foam-bandasjer kan brukes som en primær eller sekundær bandasje.

INDIKASJONER

AQUACEL™ Foam-bandasje er indisert for behandling av:

- bensår
- tryksår
- diabetiske fotår
- operasjonssår
- anengrads forbrønning
- traumatiske sår

TILTENKTE BRUKERE

AQUACEL™ Foam-bandasjer skal brukes av helsepersonell, pasienter og omsorgspersoner.

MÅLPASIENTPOPULASJON

AQUACEL™ Foam-bandasjer er tiltenkt brukt på pasienter med en av sårtyperne oppgitt i indikasjonene eller dem som trenger beskyttelse mot hudnedbrytning.

KONTRAINDIKASJONER

AQUACEL™ Foam-bandasjer er ikke kompatible med oksiderende midler som hydrogenperoksid eller hypoklorittløsninger.

FORHOLDSREGLER OG BEMERKNINGER

Steriliteten er garantert med mindre emballagen er skadet eller åpnet før bruk. Ikke bruk produktet hvis emballagen er skadet eller åpnet før bruk, og kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.

Skal ikke brukes etter den angitte utløpsdatoen.

AQUACEL™ Foam-bandasjer er kun til engangsbruk, må ikke genbrukes. Genbrug kan føre til økt risiko for infeksjon og krysskontaminasjon og forsinket heling.

For svært væskende sår kan AQUACEL™ Foam brukes som en sekundær bandasje sammen med en primer bandasje, slik som AQUACEL™ Extra.

Denne bandasjen skal ikke brukes sammen med andre sårpleieprodukter uten først å konsultere helsepersonell.

Hvis den selvklebende bandasjen brukes, kan det være behov for tilleggstape for å holde den trygt på plass.

Tilleggstape, eller andre festemidler, er nødvendig for å holde AQUACEL™ Foam ikke-klæbende bandasje på plass.

AQUACEL™ Foam-bandasjer er ikke kompatible med oliebaserede produkter.

Under kroppens normale helingsprosess blir ikke-levedyktig vev fjernet fra sår (autolytisk debridering), noe som først kan få sår til å virke større.

Helsepersonell skal konsulteres hvis noe av det følgende observeres under bandageskift: irritasjon (rødt, betennelse), maserasjon (huden blir hvitere), hypergranulering (for stor vevdannelse), tegn på infeksjon (økt smerte, blødning, varme/rødet på omgivende vev, skrekkelig eller endring i sårts farge og/eller lukt.

Etter bruk kan dette produktet potensielt være biologisk farlig. Hånder og kasser i henhold til akseptert medisinsk praksis og gjeldende lokale og nasjonale lover og forskrifter.

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse ved bruk av dette produktet eller som resultat av dets bruk, skal det rapporteres til produsenten og til den kompetente myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

KONTAKT OG BRUKSVARIGHET

AQUACEL™ Foam-bandasjer kan brukes i opptil 7 dager. Bandasjen skal skiftes tidligere hvis dette er klinisk indisert, og er trygg å bruke kontinuerlig.



وصف المنتج

مادة AQUACEL™ هي مضادة جروح رغوية مغطاة من Hydrofiber™ تتكون من:

- طبقة بولي يوريثان خارجية مقاومة للماء ومسامية توفر عزلًا بكتيريًا وفيرسيوياً
- مضادة مركزية ناعمة متعددة الطبقات وماصة تحتوي على رغوة البولي يوريثان و طبقة ملاصقة للجرح Hydrofiber™ (كاربوكسي ميثيل سيليلوز الصوديوم).
- تمتص المضادة الرطوبة والنضح والكتيريا وتحتجزهم.
- لا bandagesen ut av den sterile pakken.
- Kun for AQUACEL™ Foam selvklebende: Fjern ættrekskapaet og minimer kontakt mellom fingrene og den klebende overflaten.
- Hold bandasjen over sår et eller to sekunder, så huden, der skal beskyttes, og innsett midten av bandasjen med midten av sår et eller to sekunder, så huden, der skal beskyttes.
- Sørg for at bandasjen ikke strækkes ved påføring. For AQUACEL™ Foam selvklebende, glæt den på alle kanten. Sørg for at ledden er tilstrækkelig bøyd for å tillate pasientbevegeelse.
- Bandasjens hjørner kan kun løses for å inspisere huden og foreslages igjen under forebyggende pleie. Bandasjen må skiftes hvis huden er brutt.

عن أحسن سيليكوني للاتصال المضادة بالمريض.

ال فوائد الرئيسية

- AQUACEL™ مضادة لحماية البشرة النشطة من التلف الناجم عن الرطوبة والغسل والاحتكاك.
- AQUACEL™ مضادة لتوفير بيئة رطبة لانتعاش الجرح، وتساعد على التئмир الذاتي وإزالة المساحة الميتة من الجلد بين الجرح واجهة المضادة.
- AQUACEL™ مضادة تتعامل مع مستويات النضح الزائدة التي قد تزيد من تلف مهاد الجرح والجلد المحيط به.

الغرض من الاستخدام

يمكن استخدام مضادات AQUACEL™ Foam ، مع استشارة اختصاصي الرعاية الصحية، لإدارة الجروح الناضحة وغير الناضحة وحماية الجلد السليم.

يمكن تضمين مضادة AQUACEL™ Foam في بروتوكول شامل للعناية لصامة الجلد السليم من التئمر.

يمكن استخدام مضادات AQUACEL™ Foam كضمادة أولية أو ضادة ثانوية.

تعليمات مضادة AQUACEL™ Foam للغاية ب:

- جروح الساق
- قروح الضغط
- قروح القدم السكري
- الجروح الجراحية
- الحروق من الدرجة الثانية
- الجروح الرضحية

المستخدم المقصود

مست AQUACEL™ Foam ليستخدامها اختصاصي الرعاية الصحية والمرضى وعلمو الرعاية.

المجموعة المستهدفة من المرض

تستخدم مضادات AQUACEL™ Foam على المرضى الذين يعانون من أحد أنواع الجروح المدرجة في دواعي الاستخدام أو أولئك الذين يحتاجون إلى حماية الجلد من التئمر.

موانع الاستخدام

يجب عدم استخدام مضادات AQUACEL™ Foam على الأشخاص الذين لديهم حساسية أو الذين لديهم رد فعل تحسسي تجاه المضادة أو المكونات المذكورة بالأعلى.

مضادات AQUACEL™ Foam غير متوافقة مع العوامل المؤكدة مثل محاليل بيروكسيد الهيدروجين أو هيبوكلوريت.

الاحتياطات والتحذيرات

التعليم مضمون ما لم يكن الجراب تألقاً أو مفتوحاً قبل الاستخدام. لا تستخدم الجهاز

إذا كانت العبوة تالفة أو مفتوحة قبل الاستخدام وتخلص منه وفقاً للوائح المحلية.

لا تستخدم بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

تستخدم مضادات AQUACEL™ Foam واحدة فقط ولا يُعاد استخدامها.

قد يؤدي إعادة الاستخدام إلى زيادة خطر العدوى والتلوث الخلطي وتأخير الالتئام.

بالنسبة للجروح شديدة النضح، يمكن استخدام AQUACEL™ Foam كضمادة ثانوية مع ضادة أولية مثل AQUACEL™ Extra.

لا ينبغي استخدام هذه المضادة مع منتجات العناية بالجروح الأخرى دون استشارة اختصاصي الرعاية الصحية أولاً.

إذا تم قطع المضادة اللاصقة، فقد تكون هناك حاجة إلى استخدام شريط إضافي لتثبيتها في مكانها.

يتم استخدام AQUACEL™ Foam كضمادة إضافية، أو وسائل تثبيت أخرى، لتثبيت مضادة

مضادات AQUACEL™ Foam Non-Adhesive في مكانها.

مضادات AQUACEL™ Foam عبارة عن الماء، ولكن لا ينبغي غمرها أثناء الاستئام أو السباحة.

مضادات AQUACEL™ Foam غير متوافقة مع المنتجات ذات الأسس الزيتية.

أثناء عملية الشفاء الطبيعية للجسم، يتم إزالة النسيج الميت من الجرح (تفتير ذاتي)، مما قد يجعل الجرح يبدو أكبر في البداية.

يجب استشارة اختصاصي الرعاية الصحية إذا لوحظ أي مما يلي أثناء تغيير الضمادة، نضح الجلد (احمرار، التقيؤ)، أو تغطي (يضغط الجلد)، أو فرط التحبب (تكون نتسج زائد)، أو ظهور علامات العدوى (زيادة الألم، والتقيؤ، وذف، وحمرة

الأسامة المحيطة، نضح الجرح)، أو تغيير في لون وألوان راحة الجرح.

بعد الاستخدام، قد يشكل هذا المنتج خطراً بيولوجياً محتملاً. يجب أن يتم التعامل معه والتخلص منه وفقاً للممارسة الطبية المعقولة والقوانين واللوائح المحلية والوقاية البيئية.

إذا حدث حادث خطير أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجة لاستخدامه، يرجى إبلاغ الجهة

المصنعة والسلطة المختصة في الدولة التي فيها يقم المستخدم وأل المريض بذلك.

التعليمات ومدة الاستخدام

يمكن وضع مضادات AQUACEL™ Foam لمدة تصل إلى 7 أيام، ويجب تغيير الضمادات في وقت مبكر حسب الضرورة الطبية أو إذا تمتة للاستخدام المتواصل.

تعليمات الاستخدام

1. التئمرين: في درجة حرارة الغرفة (10 درجة مئوية - 25 درجة مئوية/50

2. تجهيز مكان الجرح وتطهير الجلد: قبل استخدام المضادة، قم بتطهير المنطقة باستخدام منظف جروح مناسب وحفظ الجلد المحيط.

3. تجهيز الضمادة ووضعها: أ. انقع السطح من الجرح، اختر حجم مضادة مناسب لتلائك من أن الحشوة الماصة الوسطى أكبر من الجرح بمقدار 1 سم (1/3 بوصة) على الأقل.

ب. وضع الضمادة على الجلد السليم، اختر الضمادة التي تغطي المنطقة المستهدفة بالكامل.

ج. إزالة الضمادة من العبوة المغطاة.

د. خاص بضمادة AQUACEL™ Foam Adhesive فقط: أزل طبانة التحريز، صنع في المملكة المتحدة

هـ. ضع طبانة ملاصقة الأصبع للسليح اللاصق الأدنى حد.

و. اسك الضمادة فوق الجرح أو منطقة الجلد المراد حمايتها واجعل مركز الضمادة فوق مركز الجرح أو منطقة الجلد المراد حمايتها.

ز. تأكد من عدم تمدد الضمادة ودفعها. بالنسبة لضمادة AQUACEL™ Foam Adhesive ، قم بضغط الطبقة اللاصقة.

ح. تأكد من تني المفصل بشكل كافٍ للسماح للمريض بالحركة.

ط. يمكن قطع الضمادة، وإذا تم ذلك، فقد تكون هناك حاجة إلى استخدام شريط إضافي أو ضمادة شريطية ليكون مثابة سدادات ويضمن وجود عزل ضد دخول البكتيريا.

4. إزالة الضمادة: يجب تغيير الضمادة بعد وجود ضرورة طبية (لا ينبغي السماح للضمادة بالتئمر) أو إذا أصبحت تالفة/متسقة.

أ. إذا كان من الضروري تغيير الضمادة، فقم بإزالة الضمادة عن الجلد برفق وأرفع أحد أركان الضمادة بحذر، واستمر إلى أن تتحرك جميع الحواف.

ب. إذا كان من الصعب إزالة الضمادة، يجب أن تُنزع الضمادة بمحلول ملحي معقم

ج. إذا كان من الضروري تغيير الضمادة، فقم بإزالة الضمادة عن الجلد برفق وأرفع أحد أركان الضمادة بحذر، واستمر إلى أن تتحرك جميع الحواف.

د. فقط أثناء الرعاية الوقائية، يمكن رفع حافة الضمادة لفحص الجلد وإعادة علاجه.

هـ. يجب تغيير الضمادة إذا كان الجلد متضرراً.

ف. قم بزيارة لنا على الموقع الإلكتروني www.convatec.com.

© 2025 Convatec Inc.

Convatec Inc. AQUACEL™ Foam هي علامة تجارية لشركة Convatec Inc.

و شعار Hydrofiber AQUACEL™ هي علامات تجارية مسجلة

4. إزاحة الضمادة: يجب تغيير الضمادة بعد وجود ضرورة طبية (لا ينبغي السماح للضمادة بالتئمر) أو إذا أصبحت تالفة/متسقة.

أ. إذا كان من الضروري تغيير الضمادة، فقم بإزالة الضمادة عن الجلد برفق وأرفع أحد أركان الضمادة بحذر، واستمر إلى أن تتحرك جميع الحواف.

ب. إذا كان من الصعب إزالة الضمادة، يجب أن تُنزع الضمادة بمحلول ملحي معقم

ج. إذا كان من الضروري تغيير الضمادة، فقم بإزالة الضمادة عن الجلد برفق وأرفع أحد أركان الضمادة بحذر، واستمر إلى أن تتحرك جميع الحواف.

د. فقط أثناء الرعاية الوقائية، يمكن رفع حافة الضمادة لفحص الجلد وإعادة علاجه.

هـ. يجب تغيير الضمادة إذا كان الجلد متضرراً.

ف. قم بزيارة لنا على الموقع الإلكتروني www.convatec.com.

© 2025 Convatec Inc.

Convatec Inc. AQUACEL™ Foam هي علامة تجارية لشركة Convatec Inc.

و شعار Hydrofiber AQUACEL™ هي علامات تجارية مسجلة

4. إزاحة الضمادة: يجب تغيير الضمادة بعد وجود ضرورة طبية (لا ينبغي السماح للضمادة بالتئمر) أو إذا أصبحت تالفة/متسقة.

أ. إذا كان من الضروري تغيير الضمادة، فقم بإزالة الضمادة عن الجلد برفق وأرفع أحد أركان الضمادة بحذر، واستمر إلى أن تتحرك جميع الحواف.

ب. إذا كان من الصعب إزالة الضمادة، يجب أن تُنزع الضمادة بمحلول ملحي معقم

ج. إذا كان من الضروري تغيير الضمادة، فقم بإزالة الضمادة عن الجلد برفق وأرفع أحد أركان الضمادة بحذر، واستمر إلى أن تتحرك جميع الحواف.

د. فقط أثناء الرعاية الوقائية، يمكن رفع حافة الضمادة لفحص الجلد وإعادة علاجه.

هـ. يجب تغيير الضمادة إذا كان الجلد متضرراً.

ف. قم بزيارة لنا على الموقع الإلكتروني www.convatec.com.

© 2025 Convatec Inc.

Convatec Inc. AQUACEL™ Foam هي علامة تجارية لشركة Convatec Inc.

و شعار Hydrofiber AQUACEL™ هي علامات تجارية مسجلة

4. إزاحة الضمادة: يجب تغيير الضمادة بعد وجود ضرورة طبية (لا ينبغي السماح للضمادة بالتئمر) أو إذا أصبحت تالفة/متسقة.

أ. إذا كان من الضروري تغيير الضمادة، فقم بإزالة الضمادة عن الجلد برفق وأرفع أحد أركان الضمادة بحذر، واستمر إلى أن تتحرك جميع الحواف.

ب. إذا كان من الصعب إزالة الضمادة، يجب أن تُنزع الضمادة بمحلول ملحي معقم

ج. إذا كان من الضروري تغيير الضمادة، فقم بإزالة الضمادة عن الجلد برفق وأرفع أحد أركان الضمادة بحذر، واستمر إلى أن تتحرك جميع الحواف.

د. فقط أثناء الرعاية الوقائية، يمكن رفع حافة الضمادة لفحص الجلد وإعادة علاجه