



ESENTA™

Stomahesive®

**Stomahesive® Adhäsivpulver /
Stomahesive® polvere protettiva /
Stomahesive® poudre adhésive /
Stomahesive® προστατευτική πούδρα**

de DEUTSCH

Wichtige Information, aufmerksam lesen.

EIGENSCHAFTEN:

Stomahesive® Adhäsivpulver setzt sich zusammen aus Pektin, Gelatine und Natrium-Carboxymethylzellulose, drei völlig inerten Substanzen.

Auf der feuchten Haut bildet es einen Schutzfilm, der sehr gute adhäsive Eigenschaften aufweist und ausgezeichnet verträglich ist. Das Adhäsivpulver kann auch auf beeinträchtigter Haut aufgetragen werden. Die Haut kann unter dem Schutzfilm heilen und beim Entfernen des Films werden die neu gebildeten Zellen nicht beschädigt.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Aufnahme von Feuchtigkeit und Schutz der Haut vor Schädigungen sowie Erleichterung der Anwendung von Stomasystemen. Zur Verwendung bei Kolostomie, Ileostomie oder Urostomie.

Achtung: Das Stomahesive® Adhäsivpulver soll nicht direkt unter dem Stomaversorgungssystem aufgetragen werden, da dies eine sichere Haftung beeinflussen kann. Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.

NEBENWIRKUNGEN, BEGLEITRSCHENUNGEN:

Keine bekannt.

UNVERTRÄGLICHKEITEN UND RISIKEN :

Nicht verwenden wenn eine Überempfindlichkeit gegen die Paste selbst oder deren Bestandteile besteht.

ANWENDUNGSHINWEIS: Hände waschen und gut abtrocknen. Das Pulver in einer dünnen Schicht so oft wie nötig auftragen. Bei Verdacht auf eine Infektion bitte den Arzt aufsuchen. Zur Entfernung mit Wasser abwaschen.

Verschlusskappe fest verschließen.

ANWENDUNG:

Stomahesive® Adhäsivpulver wird auf wunde Hautpartien, die über das Stomaversorgungssystem hinausgehen, verteilt. Zusätzlich kann das Stomahesive® Adhäsivpulver für die direkte Anwendung unter der Versorgung auch mit Glycerin zu einer breiigen Masse vermischt werden.

ENTSORGUNG:

Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.

HANDELSFORMEN:

Flasche zu 25 g

Sorgfältig aufbewahren!

Vor Kindern sichern!

™/® kennzeichnet eine eingetragene Marke der Convatec Group.

it ITALIANO

PROPRIETÀ:

La polvere Stomahesive® si compone di gelatina, pectina e carbossimetilcellulosa sodica, tre sostanze totalmente inerti. Forma uno strato protettivo su cute umida. Può essere applicata anche su cute lesa. Si asciuga rapidamente.

INDICAZIONI:

La polvere Stomahesive® assorbe l'essudato. Può essere utilizzata da colostomizzati, urostomizzati e

ileostomizzati.

PRECAUZIONI:

Non applicare la polvere direttamente sotto il dispositivo perché potrebbe comportare una minore adesività. Se dopo l'uso si verifica un problema, contattare l'azienda produttrice.

CONTRO - INDICAZIONI:

Non utilizzare su pazienti con sensibilità alla polvere protettiva.

MODO DI UTILIZZO:

Lavare e asciugare le mani accuratamente. Applicare la polvere tutte le volte che si ritiene necessario. In caso di infezione consultare un medico. Una volta rimossa la polvere, detergere la cute con acqua. Dopo il suo utilizzo, richiudere il tappo.

POSOLOGIA:

La polvere adesiva può essere applicata su cute lesa.

SMALTIMENTO:

Smaltire il prodotto secondo le regole locali.

Flacone da 25gr

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

™/® i marchi di fabbrica sono di proprietà di Convatec Group.

fr FRANÇAIS

PROPRIÉTÉS:

La poudre adhésive Stomahesive® se compose de pectine, gélatine et de sodium-carboxyméthylcellulose, trois substances totalement inertes. Elle forme une couche protectrice sur une peau humide: cette couche fait preuve d'excellentes qualités adhésives et est parfaitement bien tolérée. La poudre adhésive peut tout aussi bien être appliquée sur une peau fragilisée. Celle-ci quérît rapidement sous le film protecteur et lors de son enlèvement les cellules récemment formées ne sont pas endommagées.

INDICATIONS:

Absorber l'humidité et protéger la peau des dommages et faciliter l'application des systèmes de stomathérapie.

À utiliser avec une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer la poudre adhésive Stomahesive® directement sous le support de l'appareillage de stomie car ceci pourrait porter atteinte à une bonne adhérence. Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

CONTRE-INDICATIONS:

Ne pas utiliser chez des patients ayant une sensibilité connue à Stomahesive® Poudre Protectrice ou à l'un de ses constituants.

MODE D'UTILISATION:

laver et sécher soigneusement les mains. Appliquer la poudre en fine couche aussi souvent que nécessaire. En cas d'infection, consulter un médecin. Pour enlever la poudre, nettoyer la peau avec de l'eau. Maintenir le capuchon fermé.

POSOLOGIE:

La poudre adhésive Stomahesive® peut être appliquée sur les parties irritées dépassant l'appareillage de stomie. En outre, pour une application directe sous l'appareillage la poudre adhésive Stomahesive® peut être mélangée avec de la glycérine liquide.

DESTRUCTION DE LA POCHE:

Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

PRÉSENTATION:

Falcon à souppoudrer de 25 g

Ranger hors de la portée des enfants!

™/® indiquent une marque d'une société du groupe Convatec.

el Ελληνικός

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η πούδρα Stomahesive® αποτελείται από ζελατίνη, πηκτίνη και νατριούχο καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, τρεις εντελώς αδρανείς ουσίες. Σχηματίζει

ένα προστατευτικό στρώμα σε υγρό δέρμα. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε τραυματισμένο δέρμα. Στεγνώνει γρήγορα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η πούδρα Stomahesive® απορροφά το εξίδρωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ασθενείς με κολοστομία, ουρητητροστομία και ειλεοστομία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην εφαρμόζετε τη πούδρα απευθείας κάτω από τη συσκευή, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη συγκολλητικότητα. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα μετά τη χρήση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ευαισθησία στην προστατευτική πούδρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλύνετε και στεγνώστε καλά τα χέρια σας. Εφαρμόστε τη πούδρα όσο συχνά χρειάζεται. Σε περίπτωση μόλυνσης, συμβουλευτείτε γιατρό. Μόλις αφαιρεθεί η πούδρα, καθαρίστε το δέρμα με νερό. Μετά τη χρήση, κλείστε ξανά το καπάκι.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Η πούδρα Stomahesive® μπορεί να εφαρμοστεί σε τραυματισμένο δέρμα.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Φιάλη 25gr

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
™/® υποδεικνύει ένα εμπορικό σήμα της Convatec Group

CH REP

Abkürzung für Schweizer
Bevollmächtigter / Abbreviazione di
mandatario in Svizzera / Abréviation
du représentant autorisé en Suisse /
Συντομογραφία για εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο στην Ελβετία



Trocken halten / Tenere asciutto /
Conserver au sec / Διατηρείτε το
προϊόν στεγνό



Convatec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

EC REP



UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østed
4320 LEJRE DENMARK

Convatec Denmark A/S
Subsidiary Office
Lautruphøj 1-3
DK-2750 Ballerup

Subsidiary Office
Convatec Norge A/S
Nils Hansensvei 8
N-0667 Oslo

Convatec Turkey
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk.
A Blok, No:21A, İç Kapı No: 9,
34396 Sarıyer
İstanbul TURKEY

Sponsored in Australia by:
Convatec (Australia) Pty Ltd.
PO Box 63, Mulgrave VIC 3170
Australia
1800 339 412 Australia
0800 441 763 New Zealand

Subsidiary Office
Convatec Sverige AB
Gustav III:s Boulevard 42, 9. Floor,
SE-169 73 Solna
www.convatec.se

Subsidiary Office
Convatec Finland Oy
Keilaranta 16
FI- 02150 Espoo

Convatec Middle East FZ- LLC
Dubai Science Park
HQ Complex-North Tower- 604N

België	02 3899742 or 0800-12011
Danmark	+45 48 16 74 74
Deutschland	0800-78 66 200
España	93 6023700
France	0800 35 84 80
Ireland	1 800 721721
Israel	+ 972 3 9256712
Italia	800 930 930
Luxemburg	+32 2 3899742 or 0800-23157
Middle east and Africa	00971555343867
Nederland	0800-0224444

- stomazorgproducten
0800-0224460

- wondzorgproducten

Norge	+47 21 09 67 90
Österreich	0800-216339
Portugal	800 20 1678
Suisse	0800-551110
Suomi	+358 20 7659 630
Sverige	+46 020-21 22 22
Türkiye	0216 416 52 00
United Kingdom	0800 282 254

- Ostomy Care
0800 289 738
- Wound Therapeutics

www.convatec.com

© 2025 Convatec.

Issued: 2025-04

SI2455



Enthält biologisches Material tierischen
Ursprungs / Contiene materiale
biologico di origine animale / Contient
une substance biologique d'origine
animale / Περιέχει βιολογικό υλικό
ζωικής προέλευσης



Medizinprodukt / Dispositivo medico /
Dispositif médical /
Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Importeur / Importatore /
Importateur / Εισαγωγέας



Gebrauchsanweisung beachten oder
Elektronische Gebrauchsanweisung
beachten / Consultare le istruzioni per
l'uso o le istruzioni per l'uso
elettroniche / Consulter la notice
d'utilisation ou la notice d'utilisation
électronique / Συμβουλευτείτε τις
οδηγίες χρήσης ή συμβουλευτείτε
τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης

EC REP

Bevollmächtigter EU-Repräsentant /
Rappresentante autorizzato nella
Comunità Europea / Représentant
autorisé dans l'Union Européenne /
Εγκεκρίμενος αντιπρόσωπος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση