

Combihesive® II S

Barrière Cutanée Convexe Malléable en Durahesive®

 FRANÇAIS

Mode d'emploi



Utilisation prévue. Gestion de l'évacuation stomiale.

Indications. À utiliser avec une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.

DESCRIPTION

La barrière cutanée Combihesive® IIS Convexe Malléable en Durahesive® est une plaque convexe qui peut être modelée à la taille et aux contours de la stomie avec les doigts – sans utilisation de ciseaux. La barrière cutanée Combihesive® IIS Convexe Modelable en Durahesive® doit être utilisée avec les poches

INDICATIONS

Pour le recueil des effluents.

PRECAUTIONS ET OBSERVATIONS


ATTENTION: Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de produits adhésifs autour d'une urétérostomie, particulièrement dans le cas de mega-urétéres et en l'absence de réservoir urinaire. Les patients doivent être informés de l'existence de rares cas avec présence d'adhésif dans les voies urinaires. Si tel était le cas, enclenchez la prise en charge clinique qui s'impose et évaluez la pertinence de continuer l'utilisation du produit adhésif.

ATTENTION: Utilisez avec prudence en présence d'une insuffisance circulatoire connue au niveau de la stomie et/ou de la peau péristomiale.

REMARQUE: En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez un professionnel de santé.

MODE D'EMPLOI PRÉPARATION DE LA BARRIÈRE CUTANÉE


La peau péristomiale **doit** être propre et sèche. Évitez toute utilisation de solvant ou de substances grasses. Avant toute utilisation, lirez le mode d'emploi.



Avant toute utilisation, lirez le mode d'emploi.

- Mesurez votre stomie à l'aide du guide de mesure et choisissez une barrière cutanée Combihesive® IIS Convexe Malléable adaptée.
- Ouvrez le blister en conservant sa partie transparente. Utilisez un stylo ou un marqueur pour tracer les contours de la stomie sur la partie transparente du blister. Vous pouvez découper le tracé et l'utiliser comme modèle pour les prochaines utilisations. Vérifiez le tracé périodiquement afin de suivre tout changement de taille ou de forme de la stomie. Ce modèle sera utilisé pour tracer les contours de la stomie sur la face interne du support afin de vous aider à modeler l'ouverture du support cutané à la taille et à la forme de la stomie.
- Reportez le tracé de votre stomie sur le papier plastique de la barrière cutanée Combihesive® IIS Convexe Malléable. Après quelques utilisations vous pourrez modeler la barrière cutanée sans avoir recours au tracé.
- Prenez la barrière cutanée avec la zone d'application transparente face à vous. Repoussez la partie centrale du papier plastique. Cette étape vous aidera à modeler la barrière cutanée.
- Pour personnaliser l'ouverture de la barrière cutanée, posez vos pouces au niveau du trou central et **roulez** la barrière cutanée pour la façonner aux contours et à la forme de la stomie. Cette barrière cutanée est malléable – elle se modèle à la forme et à la taille de la stomie avec les doigts. **Sans utilisation de ciseaux.** Après avoir modelé la barrière cutanée, enlevez le papier plastique. **Ne pas enlever le papier de protection du support à ce moment-là**

APPLICATION DE LA BARRIÈRE CUTANÉE




- Centrez l'ouverture de la barrière cutanée sur la stomie et appuyez pour la mettre en place.
- Lissez le bord interne (le plus près de la stomie) avec les doigts pendant 30 secondes pour garantir une bonne adhérence autour de la stomie.
- Enlevez le papier de protection du support. Appliquez l'adhésif souple en évitant la formation de plis.

APPLICATION DE LA POCHE

Choisissez une poche de taille adaptée à la barrière cutanée et aux effluents.




Avant d'appliquer la poche, faire pénétrer une petite quantité d'air en l'étirant délicatement, comme illustré. Appliquez la poche correspondante sur la barrière cutanée comme indiqué ci-dessous :



Pour assurer l'emboîtement, pressez tout autour de la barrière cutanée. Plusieurs "clic" doivent être entendus.

RETRAIT DE LA POCHE



RETRAIT DE LA BARRIÈRE CUTANÉE



Pour retirer la barrière cutanée de la peau, maintenez la peau d'une main et décollez-la de l'autre.

Combihesive® II S

Kneedbare convexe Durahesive® huidplaat

 NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing



Beoogd gebruik. Beheer van stoma-inhoud.

Gebruiksaanwijzing. Voor gebruik met een colostoma, ileostoma of urostoma.

BESCHRIJVING

De kneedbare convexe huidplaat Combihesive® IIS met Durahesive® technologie is een convexe huidplaat die met de handen op maat en volgens de omtrek van de stoma kan worden gekneed - het is niet nodig een schaar te gebruiken. De kneedbare convexe huidplaat Combihesive® IIS met Durahesive® technologie moet worden gebruikt met de opvangzakken.

INDICATIES

Voor het opvangen van afvalstoffen.

VOORZORGEN EN OPMERKINGEN


OPGELET: Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van kleefstoffen rond een ureterostomie, vooral in het geval van mega-ureters en indien er geen urinereservoir is. Het moet ter attentie van de patiënten worden gebracht dat er zeldzame gevallen zijn waarbij kleefstof in de urinewegen werd opgemerkt. Indien dit geval was, zorg dan voor klinische behandeling en evalueer of het relevant is om de kleefstof verder te gebruiken.

OPGELET: Met de nodige omzichtigheid gebruiken indien een storing in de bloedsomloop bij de stoma en/of de peristomale huid (de huid rond uw stoma) werd vastgesteld.

OPMERKING: In geval van irritatie, het gebruik stopzetten en een professionele zorgverlener raadplegen.

GEBRUIKSAANWIJZING VOORBEREIDING VAN DE HUIDPLAAT


De peristomale huid **moet** schoon en droog zijn. Vermijd elk gebruik van oplosmiddel of vette bestanddelen.



Lees de gebruiksaanwijzing vóór elk gebruik.

- Meet uw stoma met behulp van de maatkaart en kies een passende kneedbare convexe huidplaat Combihesive® IIS.
- Open de blisterverpakking en houd het transparante deel bij. Gebruik een pen of een markeerstift om de omtrek van de stoma te tekenen op het transparante deel van de blisterverpakking U kunt het patroon uitknippen en als model gebruiken voor de volgende toepassingen. Omdat de grootte of de vorm van de stoma kan wijzigen, moet u het patroon wel regelmatig controleren. Dit model zal worden gebruikt om de omtrek van de stoma te tekenen op de binnenkant van de huidplaat. Dit zal u helpen om de opening van de huidplaat aan te passen aan de grootte en vorm van de stoma.
- Teken het patroon van uw stoma over op het beschermpapier van de kneedbare convexe huidplaat Combihesive® IIS. Nadat u dit enkele malen hebt gedaan, zult u de huidplaat kunnen aanpassen zonder een beroep te moeten doen op het patroon.
- Plaats de huidplaat met de transparante zone naar u toe. Verwijder het centrale deel van het plastic beschermplaatje. Deze stap zal u helpen bij het aanpassen/modelleren van de huidplaat.
- Om de opening van de huidplaat aan te passen, plaatst u uw duimen op de centrale opening en rolt u de huidplaat af om ze aan te passen aan de omtrek en de vorm van de stoma. Deze huidplaat is kneedbaar - ze kan met de vingers worden aangepast aan de vorm en de grootte van de stoma. **Een schaar gebruiken is niet nodig.** Nadat u de huidplaat hebt aangepast, verwijdert u het plastic beschermplaatje. **Verwijder op dit moment nog niet het gesiliconiseerd papier van de huidplaat.**

AANBRENGEN VAN DE HUIDPLAAT




- Centreer de opening van de huidplaat over de stoma en druk ze op haar plaats.
- Strijk de binnenrand (die zich het dichtst bij de stoma bevindt) mooi glad met de vingers gedurende 30 seconden aan zodat deze goed rond de stoma aansluit.
- Verwijder nu het gesiliconiseerd beschermpapier. Breng het flexibele klevende deel aan en zorg ervoor dat er geen rimpels ontstaan.

AANBRENGEN VAN DE OPVANGZAK

Zorg dat u een maat opvangzak kiest die aangepast is aan de huidplaat en aan de op te vangen afvalstoffen.



Voor u de opvangzak aanbrengt, laat u een klein beetje lucht in de zak door hem voorzichtig wat open te trekken (zie afbeelding). Maak het passende zakje aan de huidplaat vast als volgt:



Om ervoor te zorgen dat het zakje goed aansluit drukt u goed op de huid rond de huidplaat. U dient meerdere "klik's" te horen.

VERWIJDEREN VAN HET ZAKJE



VERWIJDEREN VAN DE HUIDPLAAT



Om de huidplaat van de huid te verwijderen, houdt u de huid met een hand vast en maakt u de huidplaat met de andere hand los.

Combihesive® II S

Konvexe flexible Hautbarriere aus Durahesive®

 DEUTSCH

Gebrauchsanweisung



Zweckbestimmung. Management von Stomaausscheidungen.

Indikationen. Zur Verwendung bei Kolostomie, Ileostomie oder Urostomie.

BESCHREIBUNG

Die konvexe modellierbare Hautbarriere Combihesive® IIS aus Durahesive® ist eine konvexe Platte, die der Größe und den Konturen des Stomas mit den Fingern angepasst werden kann – ohne Zuhilfenahme einer Schere. Die konvexe modellierbare Hautbarriere Combihesive® IIS aus Durahesive® muss zusammen mit den Beuteln verwendet werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Für die Sammlung von Körperausscheidungen.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND BEMERKUNGEN


VORSICHT: Besondere Vorsicht ist geboten bei der Verwendung von Klebprodukten um eine Ureterostomie, insbesondere im Fall von Megauretern und in Abwesenheit einer urinausscheidenden Blase. Die Patienten müssen davon informiert werden, dass in seltenen Fällen Klebstoff in den Harnwegen vorhanden sein kann. Sollte dies der Fall sein, die erforderlichen klinischen Maßnahmen ergreifen und überlegen, ob die weitere Verwendung des Klebprodukts sinnvoll ist.

VORSICHT: Bei bekannter Kreislaufinsuffizienz am Stoma und/oder in der Haut um das Stoma mit Vorsicht verwenden.

ANMERKUNG: Bei Hautreizung die Verwendung abbrechen und medizinische Fachkräfte zu Rate ziehen.

ANWENDUNGSHINWEISE VORBEREITUNG DES HAUTSCHUTZES


Die Haut um das Stoma **muss** sauber und trocken sein. Jede Verwendung von Lösungsmitteln oder fetten Stoffen vermeiden



Vor der Anwendung die Anwendungshinweise lesen.

- Messen Sie Ihr Stoma mit Hilfe der Messanleitung und wählen Sie eine geeignete konvexe und modellierbare Hautbarriere Combihesive® IIS.
- Öffnen Sie die Blisterpackung und bewahren Sie den transparenten Teil auf. Zeichnen Sie mit einem Stift oder einem Marker die Konturen des Stomas auf den transparenten Teil der Blisterpackung. Sie können den Umriss ausschneiden und ihn als Modell für die nächsten Verwendungen benutzen. Überprüfen Sie den Umriss regelmäßig, um jeden Änderung der Größe oder der Stomaform zu verfolgen. Dieses Modell wird verwendet, um die Konturen des Stomas auf der Innenseite der Verstärkung einzuzichnen und Ihnen zu helfen, die Öffnung der Hautverstärkung nach der Größe und der Form des Stomas zu modellieren.
- Übertragen Sie die Konturen Ihres Stomas auf das Kunststoffpapier der konvexen modellierbaren Hautbarriere Combihesive® IIS. Nach mehreren Verwendungen können Sie die Hautbarriere modellieren, ohne die Konturen zu Hilfe zu nehmen.
- Nehmen Sie die Hautbarriere mit dem transparenten Auftragebereich zu Ihnen gewandt. Drücken Sie den Mittelteil des Kunststoffpapiers weg. Bei dieser Etappe können Sie die Hautbarriere modellieren.
- Um die Öffnung der Hautbarriere Ihren Bedürfnissen entsprechend zu formen, legen Sie Ihre Daumen auf das mittlere Loch und rollen Sie die Hautbarriere, um sie den Konturen und der Form des Stomas anzupassen. Diese Hautbarriere ist flexibel – sie lässt sich mit den Fingern nach der Form und Größe des Stomas modellieren. **Ohne Schere.** Nachdem Sie die Hautbarriere modelliert haben, entfernen Sie das Kunststoffpapier. **Das Silikonpapier der Unterlage noch nicht entfernen.**

ANBRINGEN DER HAUTBARRIERE



- Zentrieren Sie die Hautbarriere auf das Stoma und drücken Sie sie fest.
- Glätten Sie den Innenrand (möglichst nah am Stoma) 30 Sekunden lang mit den Fingern, um eine gute Haftung um das Stoma zu garantieren.
- Das Silikonpapier von der Unterlage entfernen. Die flexible Klebefläche unter Vermeidung von Faltenbildung aufbringen.


ANBRINGEN DES BEUTELS

Wählen Sie einen für die Größe der Hautbarriere und für die Ausscheidungen passenden Beutel.




Bevor Sie den Beutel anbringen, lassen Sie eine kleine Menge Luft eindringen, indem Sie den Beutel wie auf der Abbildung dargestellt vorsichtig auseinanderziehen.

Bringen Sie den entsprechenden Beutel wie unten gezeigt an der Hautbarriere an:



Zum Einrasten überall um die Hautbarriere herum festdrücken. Dabei müssen mehrere „Klicks“ zu hören sein.

ENTFERNEN DES BEUTELS




ENTFERNEN DER HAUTBARRIERE





Um die Hautbarriere von der Haut zu entfernen, halten Sie die Haut mit einer Hand fest und ziehen Sie die Hautbarriere mit der anderen Hand ab.


UTILISATION DU SYSTEME DE FERMETURE INVISICLOSE™
FERMETURE DE LA POCHE:

 Le système de fermeture InvisiClose (1) est constitué d'un rabat de sécurité (A), d'un dispositif de verrouillage (B) et d'une fermeture élastique (C).


 Relevez le rabat de sécurité vers le haut de la poche pour découvrir le dispositif de verrouillage. (2)


 Repliez l'extrémité de la manchette vers vous, en remontant quatre fois jusqu'à mettre en contact les bandes à picots du dispositif de verrouillage. (3)

 Pressez les bandes à picots du dispositif de verrouillage l'une sur l'autre pour finaliser l'arrimage. Faites glisser les doigts sur toute la longueur du dispositif pour un arrimage complet(4)

 Passez le rabat de sécurité autour du bas de la poche et pressez les bandes à picots du dispositif de verrouillage. (5)

VIDANGE DE LA POCHE:


 Relevez le bas de la poche vers vous. Dégrafez avec précaution le rabat de sécurité. (6)

 Maintenez ensuite le rabat de sécurité vers le haut et déverrouillez le dispositif de fermeture en commençant par un coin. (7) Déroulez la manchette en quatre fois. (8)

 Pour faciliter la vidange et/ou le nettoyage, vous pouvez ouvrir la manchette en appuyant sur l'extrémité des bandes de fermeture élastique avec le pouce et l'index(9)


Si vous le souhaitez, la manchette peut être nettoyée à l'eau et au savon, rincée, puis essuyée.

UTILISATION DU CLAMP DE FERMETURE




Si une poche vidable est utilisée, vérifier que le clamp de fermeture est en place.


UTILISATION DU ROBINET DE VIDANGE ACCUSEAL®




Raccordement au collecteur de nuit:



UTILISATION DU TUBE DE VIDANGE



Raccordement au collecteur de nuit:



Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

DESTRUCTION
Suivre la législation locale en vigueur pour la destruction des déchets de soin.

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

Pour plus d'informations sur les produits ConvaTec, nous contacter à l'adresse ci-dessous.



France 0800 35 84 80

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østed
4320 LEJRE DENMARK

www.convatec.com

© 2021 ConvaTec
®/™ indiquent des noms de marque de ConvaTec Inc.



Ne pas réutiliser



Consulter le mode d'emploi



Mise en garde



Dispositif médical



Numéro de référence

CONDITIONS DE STOCKAGE

 25° C
77° F
10° C
50° F
Limites de température




Conserver au sec





Importateur


GEbruik van het InvisiClose™ sluitingssysteem
sluiten van het zakje:

 Het InvisiClose (1) sluitingssysteem bestaat uit een beschermingsklepje (A), aaneengekoppelde sluitingen (B) en een elastische strip (C).


 Houd het beschermklepje omhoog zodat de aaneengekoppelde sluitingen zichtbaar worden. (2)


 Rol het uiteinde van het zakje vier keer omhoog waarbij u ervoor zorgt dat de sluitingen elkaar overlappen. (3)

 Duw de sluitingen op elkaar totdat u ze voelt sluiten. Laat de vingers over de gehele lengte van de sluiting glijden om te zorgen voor een goede aansluiting. (4)

 Wikkel het beschermklepje om de sluiting heen naar de onderkant van het opvangzakje toe en duw de aaneengekoppelde sluitingen samen totdat u ze op hun plaats voelt sluiten. (5)

LEDIGEN VAN HET OPVANGZAKJE:


 Draai de onderkant van het zakje naar u toe. Trek het beschermklepje voorzichtig omhoog om het zakje te ontgrendelen. (6)

 Houd het beschermklepje omhoog en maak nu de aaneengekoppelde sluitingen los en begin door ze aan een hoekje los te trekken. (7) Onrol de afvoerbuis nu in vier keer. (8)

 Om het ledigen en/of reinigen van de afvoerbuis te vergemakkelijken, kunt u de afvoerbuis openen door met de duim en wijsvinger de plastic strips open te duwen. (9)


Indien u dit wenst kan de afvoerbuis van het opvangzakje worden gereinigd met water en zeep, en daarna gespoeld en drooggemaakt.

GEbruik van de sluitklem




Indien een ledigbaar zakje wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de sluitklem goed op zijn plaats zit.


GEbruik van het draaikraantje Accuseal®




Voor het aansluiten van een nachtopvangsysteem:



GEbruik van het buigkraantje



Voor het aansluiten van een nachtopvangsysteem:



Dit hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan een verhoogd risico op infectie of kruisbesmetting met zich meebrengen. Mogelijk zijn de fysieke eigenschappen van het hulpmiddel niet meer optimaal voor het beoogde gebruik.

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, moet u dit melden aan de fabrikant en uw nationale instantie.

VERWIJDERING
Neem de van kracht zijnde plaatselijke wetgeving in acht voor het verwijderen van afval uit de gezondheidszorg.

Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico zijn. Hanteren en weggooien in overeenstemming met geaccepteerde medische praktijk en toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Voor meer informatie over de ConvaTec producten, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.



Frankrijk 0800 35 84 80

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østed
4320 LEJRE DENMARK

www.convatec.com

© 2021 ConvaTec
®/™ wijst op merknamen van ConvaTec Inc.



Niet opnieuw gebruiken



Consulteer de gebruiksaanwijzing



Voorzichtig



Medisch hulpmiddel



Artikelnummer

BEWAARCONDITIES

 25° C
77° F
10° C
50° F
Temperatuur limiet





Droog houden





Importeur


VERWENDUNG DES VERSCHLUSSSYSTEMS INVISICLOSE™
SCHLIESSEN DES BEUTELS:

 Das Verschlusssystem InvisiClose (1) besteht aus einer Sicherheitsklappe (A), einer Verschlussvorrichtung (B) und einem elastischen Verschluss (C).


 Die Sicherheitsklappe zur Oberseite des Beutels anheben, um die Verschlussvorrichtung freizulegen. (2)


 Klappen Sie den Rand der Manschette viermal in Ihre Richtung, bis Sie die Haftbänder der Verschlussvorrichtung miteinander in Kontakt bringen können. (3)

 Drücken Sie die Haftbänder der Verschlussvorrichtung aufeinander, um die Befestigung abzuschließen. Gleiten Sie mit den Fingern an der ganzen Länge der Vorrichtung entlang, bis ein einwandfreier Verschluss erreicht ist. (4)

 Legen Sie die Sicherheitsklappe um den unteren Teil des Beutels und drücken Sie die Haftbänder der Verschlussvorrichtung fest. (5)

LEEREN DES BEUTELS:


 Heben Sie die Unterseite des Beutels in Ihre Richtung. Öffnen Sie die Sicherheitsklappe vorsichtig. (6)

 Halten Sie anschließend die Sicherheitsklappe nach oben und öffnen Sie die Verschlussvorrichtung von einer Ecke aus. (7) Entrollen Sie die Manschette in vier Etappen. (8)

 Um das Leeren und/oder Reinigen zu erleichtern, können Sie die Manschette öffnen, indem Sie mit Daumen und Zeigefinger auf die Enden der elastischen Verschlussbänder drücken. (9)


Wenn Sie wollen, können Sie die Manschette mit Wasser und Seife waschen, dann ausspülen und trocken reiben.

VERWENDUNG DER VERSCHLUSSKLEMME




Wenn ein leerbarer Beutel verwendet wird, überprüfen Sie, ob die Verschlussklemme richtig angebracht ist.


VERWENDUNG DES ABLASSVENTILS ACCUSEAL®



Anschluss an den Sammelbehälter für die Nacht:



VERWENDUNG DES ABLASSROHRS



Anschluss an den Sammelbehälter für die Nacht:



Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann erhöhtes Infektionsrisiko oder Kreuzkontaminierung zur Folge haben. Die physischen Eigenschaften des Produkts sind dann möglicherweise nicht mehr optimal für den Verwendungszweck geeignet.

Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.

ENTSORGUNG
Bitte beachten Sie die geltende örtliche Gesetzgebung für die Entsorgung der Pflegeabfälle.

Nach seiner Verwendung stellt dieses Produkt möglicherweise eine Biogefährdung dar. Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.

Für weitere Informationen zu ConvaTec-Produkten wenden Sie sich bitte an nachstehende Adresse.



Frankreich +33 (0) 800 35 84 80

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østed
4320 LEJRE DENMARK

www.convatec.com

© 2021 ConvaTec
®/™ weisen auf Markennamen von ConvaTec Inc. hin



Nicht wiederverwenden



Gebrauchsanweisung beachten



Achtung



Medizinprodukt



Artikelnummer

LAGERBEDINGUNGEN

 25° C
77° F
10° C
50° F
Temperaturgrenze



Trocken halten



Importeur