



Η Φύρε applicering av nytt Kallostat-förband rengörs såret enligt följande rutin.

- ο) Kallostat skall sågas med gälltar för andra förband bytning med intervall enligt god klinisk praxis med maximalt sju dagars intervall.

#### 4. Blödande sår

Kallostat appliceras i det blödande området för att främja hemostasen. När blödningen är stoppad tas Kallostat bort försiktigt. Vid behov kan ytterligare Kallostat appliceras enligt tidigare beskrivning.

Överflöven mängd Kallostat-material från samma innerförpackning kastas efter handläggningen.

Undvik onödig lyftspjonering.

Vid behov av ytterligare information och vägledning; kontakta ConvaTec's Kundservice.

© 2023 ConvaTec Inc.

®/™ ar ett varumärke tillhörande ConvaTec.

## FI SUOMI

### KÄYTTÖOHJE

#### TUOTESELOSTE

Kallostat™ Kaasidosta on pelmeä, valkohanma, steriili non-woven sidos, joka on valmistettu kaasumattamattainmuuttamattomista. Alginattikiidit imevät haavavettä ja muuttavat kiinteäksi hytelöksi/geeliksi. Tämä geeli muodostaa haavan pinnalle kostean ja lämpimän ympäristön. Geelin ansiosta sidos voidaan poistaa haavasta uutta kudosta vaurioittamatta tai mahdollisimman vähin vaurioin. Sidosta voidaan pitää paikallaan tietyissä haavoissa jopa seitsemän päivää. Kallostat edistää hemostasista verta vuotavassa haavassa. Kallostat asetetaan haavaa vasten (primaarisidos) ja peitetään toisella sidoksella (peittisidos).

#### INDIKAATIOT

Kallostat on ulkoiseen haavaan paikallishoitoon tarkoitettu sidos. Sidos on suunniteltu imeämään haavavettä ja edistämään hemostasista.

***Kallostat –haavasisidos käytetään erittäinäyvä runsaasti erittäinäyven haavojen paikallishoitoon. Tällaisia haavoja ovat***

- painehaavat, laskimo- ja valtimoperäiset säärinhaavat, diabeettiset haavat ja syyplihaavat
- haavotekohdat, postoperatiiviset insiniohaavat, traumaattiset haavat ja pinnalliset palovammat
- Kallostatia käytetään myös verta vuotavien haavojen paikallishoitoon: ihon repeämät ja nirhaumat, nenäverenvuodot, hampaanpoistot ja kirurgisesti puhdistetut haavat

#### KONTRAINDIKAATIOT

Kallostat –haavasisidos ei saa käyttää henkilöillä, jotka ovat herkistyneet tai saaneet allergisia reaktioita sidoksen vasten sin aineosista. Kallostat ei ole tarkoitettu käytettäväksi syöpäpotkavien hoitoon tai kirurgisena tamponina.

Kallostat –haavasisidos ei ole tarkoitettu runsaasti verta vuotavien haavojen hoitoon.

#### VAROITOMENPIEET JA HUOMIOITAVAA

Tämä laite on kertakäyttöinen, eikä sitä tule käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö voi johtaa suurentuneeseen infektiön tai riskikontribuutionriskiin. Laitteen fyysiset ominaisuudet eivät ehkä enää ole käyttötarkoituksen kannalta optimaaliset.

• Jos huomaat haavaympäristössä ärsytystä (punoitus, kuumotus, turvotus), maseraatioita (haantum iho), hypergranulaatioita (iiallinen kuumotuskasvo) tai kotosuurtuunta, kutinaa (allerginen reaktio), ota yhteyttä sairaanhoitajaan tai lääkäriin.

- Kallostat –haavasisidoksen on tarkoitus muodostaa kostea haavaympäristö, joka tukee haavan paranemista. Jos haavavirts on vähäistä tai ikkälisesti vähenee ja geelityyny sidos päästetään kuivumaan, voi sidoksen poistaminen haavasta olla vaikeaa. Kuvunni, haavan tartunnat sidos kosteasta steriilillä keittosuolaliuoksella. Sidoksen uudelleen geelityynninen voi kestää useita tunteja ja vaatia toistuvia kustannuksia.

• Sidosta saa käyttää infektoituneissa haavoissa vain lääkärin valvonnassa.

• Tarkoituksenmukaisia hoitoja tukevia menetelmiä on käytettävä milloin se on aiheellista (esim. haittoperäisten säärinhaavojen hoitoon tarkoitettuja kompressioiteitä ja painehaavojen hoitossa käytettäviä kudosten painetta alentavia apuvälineitä).

• Kmooniset haavat ovat usein kolonisoituneita, niissä on mikro-organismie, eikä se ole este sidoksen käyttöle. Infektoituneissa haavoissa sidosta voidaan käyttää lääkärin valvonnassa yhdessä lääkehoidon ja säännöllisen seurannan kanssa.

- Diabeettisten haavojen hoitossa tulee huolehtia potiaan verensokerin seuramasta ja muista hoitoa tukevista toimenpiteistä.
- Syyplihaavain hoitoon suositellaan mahdollisimman imukykyistä peittisidosta Kallostat -sidoksen päälle.
- Kallostat –haavasisidos ei ole tarkoitettu käytettäväksi kirurgisena tamponina. Sidosta ei ole myskään suunniteltu hallitsemaan stuuria verenvuotoja. Suurissa, henkeä uhkavissa verenvuodoissa on käytettävä muita tarkoituksenmukaisia menetelmiä verenvuodon yhteyttämissään.
- KALTOSTAT™ -sidoksia ei suositella käytettäväksi alle 12 kkn ikäisillä lapsilla.

#### KÄYTTÖOHJE

#### 1. Haava-alueen valmistelu ja puhdistaminen

Ennen Kallostat –haavasisidoksen asettamista, puhdistaa haava ja sitä ympäröivä iho sovittujen paikallishoito-ohjeiden mukaisesti.

Ruusan nekroottisen kudoksen ja paksat kätet poistaa sairaanhoitaja tai lääkäri. Haavaa hoidettaan tiukan jälkeen vedellä, keittosuolalla tai haavan huulehkeeseen tarkoitettulla ei-toksisella liuoksella ennen Kallostat –haavasisidoksen asettamista.

#### 2. Sidoksen valmistelu ja asettaminen

- a) Kallostat –haavasisidos muotoillaan, tarvittaessa leikataan haavaan sopivaksi.
- b) Erittäinäyvä ja runsaasti erittäinäyven haavoihin Kallostat asetetaan kuivana. Tarkoituksenmukainen peittiside varmistaa Kallostat –sidoksen paikallaan pysymisen.
- c) Jos Kallostat –sidosta käytetään vähän erittäinäyvisä haavoissa, on sidos syytä kostuttaa varovasti steriilillä keittosuolalla haavaan asettamisen jälkeen. Tarkoituksenmukainen peittiside varmistaa Kallostat –sidoksen paikallaan pysymisen.

#### 3. Siteen vaihto ja poistaminen

a) Erittäinäyvisä ja runsaasti erittäinäyvisä haavoissa vaihda Kallostat –haavasisidos, kun peittisidos on kostunut eritteestä tai sovittujen paikallishoito-ohjeiden mukaisesti.

b) Erittäinäyvisä ja runsaasti erittäinäyvisä haavoista sidos on helppo nostaa geelityyneenä laattana pois.

c) Jos haavavirts on vähäistä jä sidos ei ole kunnolla geelityyny, voi poistamista helpottaa kostuttamalla sidosta steriilillä keittosuolaliuoksella.

Sidos poistetaan, kun se on geelityyny ja irohoo helposti haavasta.

d) Ennen uuden Kallostat –haavasisidoksen asettamista puhdistaa haava-alue mahdollisesta vanhusta eritteestä ja karjasta.

e) Kallostat –haavasisidoksen käyttööön, siteen vaihtovaijua ja haavan puhdistamiseen sovelletaan yleisiä haavan paikallishoito-ohjeita. Kallostat –haavasisidosta voi pitää haavassa pisimmillään seitsemän päivää.

Aseta Kallostat –haavasisidos tiivistä verta tilkuvaan kohtaan. Kun verenvuoto on loppunut, poista sidos varovasti. Aseta uusi Kallostat –sidos haavalle ja jatka hoitoa edellä kerrottujen ohjeiden mukaisesti.

Tämä tuote on steriili, mikäli pakkaus on avamaton ja ehjä.

Suojattava auringonvalolta.

Jos tarvitsete lisätietoja, otaakaa yhteyttä ConvaTecin tuoteedustajaan, Oriola Oy:öön.

© 2023 ConvaTec Inc.

®/™ tarkoittaa ConvaTec Inc:n tavaramerkkiä.

## DA DANSKE

### BRUKSANVISNING

#### PRODUKTBEKRIVELSE

Kallostat™ er en blod, hvid, steril non-woven bandage af Calcium-Natrium alginat fibre. Alginatfibre absorberer såresekret eller saltvand, og omdannes til en sammenhengende gel/fiber matre. Denne gelen skaber et fugtigt, temperert miljø på såroverflaten. Gelen tillater uskadelig fjerning av bandasjen, med liten eller ingen skade på det skjøre, nydannede vevet. Avhengig av såret, kan bandasjen ligge på såret i op til 7 dage. Ved kontakt med blødende sår, fremmer Kallostat hemostase. Bandagen bør anvendes som primer bandage kombinert med en sekundær bandage.

Aseta Kallostat –haavasisidos tiivistä verta tilkuvaan kohtaan. Kun verenvuoto on loppunut, poista sidos varovasti. Aseta uusi Kallostat –sidos haavalle ja jatka hoitoa edellä kerrottujen ohjeiden mukaisesti.

Tämä tuote on steriili, mikäli pakkaus on avamaton ja ehjä.

Suojattava auringonvalolta.

Jos tarvitsete lisätietoja, otaakaa yhteyttä ConvaTecin tuoteedustajaan, Oriola Oy:öön.

© 2023 ConvaTec Inc.

®/™ tarkoittaa ConvaTec Inc:n tavaramerkkiä.

## BRUKSANVISNING

#### PRODUKTBEKRIVELSE

Kallostat™ er en blod, hvid, steril non-woven bandage af Calcium-Natrium alginat fibre. Alginatfibre absorberer såresekret eller saltvand, og omdannes til en sammenhengende gel/efiber matre. Denne gel skaber et fugtigt, temperert miljø på såroverflaten. Gelen tillater stråumattisk fjernelse af bandasjen, uden skade på det sarte, nydannede vev. Avhengig av såret, kan bandasjen ligge på såret i op til 7 dage. Ved kontakt med blødende sår, fremmer Kallostat hemostase. Bandagen bør anvendes som primer bandage kombinert med en sekundær bandage.

Aseta Kallostat –haavasisidos tiivistä verta tilkuvaan kohtaan. Kun verenvuoto on loppunut, poista sidos varovasti. Aseta uusi Kallostat –sidos haavalle ja jatka hoitoa edellä kerrottujen ohjeiden mukaisesti.

Tämä tuote on steriili, mikäli pakkaus on avamaton ja ehjä.

Suojattava auringonvalolta.

Jos tarvitsete lisätietoja, otaakaa yhteyttä ConvaTecin tuoteedustajaan, Oriola Oy:öön.

© 2023 ConvaTec Inc.

®/™ tarkoittaa ConvaTec Inc:n tavaramerkkiä.

## BRUKSANVISNING

#### PRODUKTBEKRIVELSE

Kallostat™ er en blod, hvid, steril non-woven bandage af Calcium-Natrium alginat fibre. Alginatfibre absorberer såresekret eller saltvand, og omdannes til en sammenhengende gel/efiber matre. Denne gel skaber et fugtigt, temperert miljø på såroverflaten. Gelen tillater stråumattisk fjernelse af bandasjen, uden skade på det sarte, nydannede vev. Avhengig av såret, kan bandasjen ligge på såret i op til 7 dage. Ved kontakt med blødende sår, fremmer Kallostat hemostase. Bandagen bør anvendes som primer bandage kombinert med en sekundær bandage.

Aseta Kallostat –haavasisidos tiivistä verta tilkuvaan kohtaan. Kun verenvuoto on loppunut, poista sidos varovasti. Aseta uusi Kallostat –sidos haavalle ja jatka hoitoa edellä kerrottujen ohjeiden mukaisesti.

Tämä tuote on steriili, mikäli pakkaus on avamaton ja ehjä.

Jos tarvitsete lisätietoja, otaakaa yhteyttä ConvaTecin tuoteedustajaan, Oriola Oy:öön.

© 2023 ConvaTec Inc.

®/™ tarkoittaa ConvaTec Inc:n tavaramerkkiä.

## BRUKSANVISNING

Kallostat bandage bør ikke anvendes på personer der er sensitive overfor eller har haft en allergisk reaktion for bandagen eller dens bestanddele. Kallostat er ikke indikeret ved tredje grad forbrændinger eller som kirurgisk meche.

Kallostat bandage er ikke indiceret ved kraftigt blødende sår.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG OBSERVATIONER

• Denne anordning er kun til engangsbrug og må ikke genanvendes. Genanvendelse kan føre til øget risiko for infektioner eller krydskontamination. Anordningens fysiske egenskaber er muligvis ikke længere optimale i forbindelse med den tilslægtede anvendelse.

• Skulle der opstå irritation (rødem, inflammation), maceration (hvidfarving af omgivende hud), hypergranlering (overskydende hudformationer) eller sensitivitet (allergisk reaktion), konsulter den behandelnde læge.

• Kallostat bandagen skaber et fugtigt miljø, som underletter sårløgning. Hvis Kallostat bandagen først er omdannet til gel og derefter får lov at tørre ud, kan det være vanskeligt at fjerne bandagen. Udørring er generelt ikke et problem ved eksuderende sår. Kallostat bandage bør kun fjernes med sterilt saltvand. Skulle gelen være udtørret, opblødes bandagen med saltvand. Processen med at blødgøre bandagen kan tage adskillige timer.

• Bandagen kan anvendes til inficerede sår i samarbejde med den behandelnde læge.

• Anden adekvat behandling gives hvor det er indiceret (fx, kompressionsbehandling ved venøse bensår eller trykfastlende behandling ved tryksår).

• Kolonisering af bakterier i kroniske sår er normal og anses ikke for at være en kontraindikation ved anvendelse af bandagen. Bandagen kan anvendes til inficerede sår under lægelig vejledning sammen med anden adekvat behandling samt hyppig evaluering af såret.

• Blodsukkerkontrol såvel som anden adekvat behandling bør gives diabetikere med fodsår.

• Til personer med onkologiske sår anbefales en høj-absorberende sekundær bandage.

• Kallostat bandage er ikke beregnet som kirurgisk meche. Kallostat er ikke beregnet til kraftigt blødende sår. Anden behandling skal overvejes i de akutte situationer hvor store mængder blod kan mistet.

• KALTOSTAT™ er ikke rekommanderet som bandage til børn under 12 måneder.

#### BRUKSANVISNING

#### 1. Sårbehandling og rengøring.

Før Kallostat bandagen anvendes, skal såret rengøres. Såret bør endvidere rengøres for nekrotisk materiale samt fibrinbelægninger, og skylles med saltvand eller postevand.

#### 2. Tilpassing af bandagen og bandagering.

a) Kallostat formes / klippes til sårets størrelse. Skal kun ligge i såret og ikke på den omgivende hud.

b) Til sår med moderat til kraftig sekrtion skal Kallostat appliceres tæt i såret. En passende sekundær bandage benyttes for at holde Kallostat bandagen på plads.

c) Til sår med sparsom eksudat skal Kallostat fugtes med sterilt saltvand. Anden passende sekundærbandage benyttes for at holde Kallostat på plads.

#### 3. Skift og fjernelse af bandage.

a) Kallostat bandage bør ved moderat til kraftigt væskende sår skiftes når sekundærbandagen er gennemsvilet eller når normal skifferutine påkræver det.

b) Fjernelse af bandagen er sårvalnligvis problemfri ved kraftigt væskende sår. Kallostat bandagen omdannes til gel i såret og fjernes let.

c) Fjernelse af bandagen i sparsomt væskende sår gøres lettere ved at smøre bandagen med sterilt saltvand.

d) Før Kallostat anvendes bør såret rengøres.

e) Kallostat skal, som ved enhver bandage, fjernes fra såret og såret oprensens med passende intervaller, efter max. 7 dage.

#### 4. Blødende sår.

Amvend Kallostat i det blødende område for at opnå hemostase. Fjern forsigtigt bandagen, når blødningen er ophørt. Amvend yderligere Kallostat bandage som anført ovenfor.

Fjern ubrugte dele fra pakningen etter bandagering. Beskyttes mot lys.

Ved onske om yderligere information eller rådgivning, kontakst venligst ConvaTec.

© 2023 ConvaTec Inc.

®/™ er varemærke tilhørende ConvaTec Inc.

## NO NORSK

### BRUKSANVISNING

#### PRODUKTBEKRIVELSE

Kallostat™ Sårbandasje er en myk, hvit til "off-white" steril non-woven bandasje av kalsium-natrium alginat fibre. Alginatfibre absorberer såresekret eller saltvann, og omdannes til en sammenhengende gel/fiber matre. Denne gelen skaper et fugtig, temperert miljø på såroverflaten. Gelen tillater uskadelig fjerning av bandasjen, med liten eller ingen skade på det skjøre, nydannede vevet. Avhengig av såret, kan bandasjen ligge på plass i opp til syv dager. Ved kontakt med blødende sår, fremmer Kallostat hemostase. Denne sårbandasjen bør benyttes med en dekkende sekundærbandasje over.

#### INDIKASJONER

Kallostat Sårbandasje er en ekstem bandasje, beregnet til å absorbere såresekret og fremme hemostase.

***Kallostat Sårbandasje er indisert som ekstern bandasje i behandlingen av moderat til kraftig væskende sår, f.eks.:***

- trykksår, venøse leggsår, arterielle sår, diabetessår og cansersår
- donorflater, post-operative sår, sårskader og overflatiske brannsår

- Kallostat er også indisert for lokalbehandling av blødende sår: skrubbsår, hudafskrappinger, neseblødninger, tann-uttrekninger, og etter kirurgisk sårrengjøring.

#### KONTRAINDIKASJONER

Kallostat Sårbandasje bør ikke benyttes på personer som er overfømfintlige eller har hatt en allergisk reaksjon mot bandasjen eller dens bestanddele. Kallostat er ikke indisert for bruk på tredje grads forbrønninger eller som en operasjonskompress.

Kallostat Sårbandasje er ikke indisert for kraftigt blødende sår.

FORSIKTIGHETSREGLER OG OBSERVASJONER

• Denne enheten er til engangsbruk og skal ikke gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til økt risiko for infeksjon eller krysskontaminering. Enhetens fysiske egenskaper kan kanskje ikke lenger være optimale for tiltenkt bruk.

• Dersom det oppstår irritasjon (rødhet, inflammasjon), macerasjon (hvit, oppbløtt hud), hypergranulasjon (for sterk vevsdannelse) eller sensibilisering (allergisk reaksjon), kontakst helsepersonell.

• Kallostat Sårbandasje er utformet for å skape et fugtig miljø, som bistår sårtilheling. Hvis Kallostat Sårbandasje først har blitt omdannet til gel og deretter får lov til å tørke ut, kan det være vanskelig å fjerne bandasjen. Utørring forekommer vanligvis ikke ved beh-andling av væskende sår.

• Kallostat Sårbandasje bør kun fjernes med fysiologisk saltvann. Gjentaet fukning med saltvann kan være nødvendig for å vedlikeholde geldannelsen. Dersom gelen har tørket, bløt op den tørkede gelen med fysiologisk saltvann for å rehydrere den; det kan ta flere timer å bløte opp den tørkede gelen.

• Bandasjen kan bare benyttes på infiseret sår hvis pleien foretas av helsepersonell.

• Passende tilleggsbehandling bør gis når det er indisert, (som f.eks. bruk av gradert kompresjonsbandasjer ved behandling av venøse leggsår, eller trykklavstning ved behandling av trykksår).

• Kolonisering av kroniske sår er vanlig, og er ikke en kontraindikasjon for bruk av bandasjen. Bandasjen kan benyttes på infiserte sår under medisinsk veiledning, sammen med en adekvat antibiotika-behandling og hyppig observasjon.

• Kontroll av blodsukker og passende tilleggsbehandling, bør gjennomføres hos pasienter med diabetiske fotsår.

• Ved kreftsår anbefales en høyabsorberende sekundærbandasje.

• Kallostat Sårbandasje er ikke beregnet til bruk som kirurgisk, sugende kompress. Kallostat er ikke beregnet til å kontrollere kraftige blødninger. Alternative tiltak må vurderes i akutte tilfeller hvor det kan være fare for stort blodtap.

• KALTOSTAT™ bandasje anbefales ikke til bruk på barn under 12 måneder.

#### BRUKSANVISNING

#### 1. Sårbehandling og rengjøring

Før Kallostat Sårbandasje legges på rengjøres såret med en egnet sårskylevæske.

Hvis nødvendig bør såret rengjøres for nekrotisk vev og skoper av kyndig helsepersonell, og skylles med en egnet ikke-toksiske sårskylevæske før Kallostat Sårbandasje legges på.

#### 2. Tilpassing av bandasjen og bandasjering

a) Kallostat sårbandasje formes/klippes eksakt til sårets størrelse, og skal ikke ligge utover omkringliggende hud.

b) Ved moderat til kraftig væskende sår, legges Kallostat Sårbandasje tørt på såret. Benytt deretter en egnet sekundærbandasje til å dekke og holde Kallostat Sårbandasje på plass.

c) Ved bruk på lett væskende sår, bør Kallostat legges på såret, og fuktes med sterilt fysiologisk saltvann. Benytt deretter en egnet sekundærbandasje til å dekke og holde Kallostat Sårbandasje på plass.

d) Før Kallostat Sårbandasje legges på, rengjøres såret med en velegnet sårskylevæske.

e) Som ved alle typer bandager, skal Kallostat Sårbandasje skiftes og sår rengjøres med passende intervaller, i henhold til god klinisk praksis, eller minst hver syvende dag.

#### BRUKSANVISNING

#### 1. Sårbehandling og rengjøring

Før Kallostat Sårbandasje legges på rengjøres såret med en egnet sårskylevæske.

Hvis nødvendig bør såret rengjøres for nekrotisk vev og skoper av kyndig helsepersonell, og skylles med en egnet ikke-toksiske sårskylevæske før Kallostat Sårbandasje legges på.

#### 2. Tilpassing av bandasjen og bandasjering

a) Kallostat sårbandasje formes/klippes eksakt til sårets størrelse, og skal ikke ligge utover omkringliggende hud.

b) Ved moderat til kraftig væskende sår, legges Kallostat Sårbandasje tørt på såret. Benytt deretter en egnet sekundærbandasje til å dekke og holde Kallostat Sårbandasje på plass.

c) Ved bruk på lett væskende sår, bør Kallostat legges på såret, og fuktes med sterilt fysiologisk saltvann. Benytt deretter en egnet sekundærbandasje til å dekke og holde Kallostat Sårbandasje på plass.

d) Før Kallostat Sårbandasje legges på, rengjøres såret med en velegnet sårskylevæske.

e) Som ved alle typer bandager, skal Kallostat Sårbandasje skiftes og sår rengjøres med passende intervaller, i henhold til god klinisk praksis, eller minst hver syvende dag.

#### 3. Skift og fjerning av bandasjen

a) Ved moderat til kraftig væskende sår skiftes Kallostat Sårbandasje når sekundærbandasjen blir gjennomtrasket, eller når det er behov i henhold til god klinisk praksis.

b) Fjerning av bandasjen er vanligvis problemfri ved bruk på væskende sår. Kallostat Sårbandasje geler på sårlfaten, og lar seg lett løfte ut av såret.

c) Fjerning av bandasjen fra lett væskende sår kan gjøres lettere ved at den bløtes opp med fysiologisk saltvann.

d) Før Kallostat Sårbandasje legges på, rengjøres såret med en velegnet sårskylevæske.

e) Som ved alle typer bandager, skal Kallostat Sårbandasje skiftes og sår rengjøres med passende intervaller, i henhold til god klinisk praksis, eller minst hver syvende dag.

#### 4. Blødende sår

Legg Kallostat Sårbandasje på den blødende delen av såret for å oppnå en hemostatisk effekt. Fjern forsiktig når blødningen har stanset. Legg på ytterligere Kallostat Sårbandasjer som beskrevet ovenfor.

Kast ubenyttede deler av produktet etter bandasjeringen.

Beskyttes mot lys.

Ved ønske om behov for ytterligere veiledning, kontakst ConvaTec's kundservice.

© 2023 ConvaTec Inc.

®/™ indikerer et varemärke tilhørende ConvaTec Inc.

## ELΛHNIKA

### Οδηγίες χρήσης

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦ