



INSTRUCTIONS FOR USE

- Do not re-use

STERILE R - Sterilized using irradiation

PRODUCT DESCRIPTION

KALTOSTAT™ Wound Dressing is a soft, white-to-off-white, sterile non-woven pad or ribbon dressing of calcium-sodium alginate fiber. The alginate fibers absorb wound fluid and convert to a firm gel/fiber mat. This gel forms a moist, environment at the wound interface. The gel allows trauma-free removal with little or no damage to newly formed tissue. Depending upon the wound, the dressing may be left in place for up to seven days. Upon contact with a bleeding wound, KALTOSTAT™ Wound Dressing promotes hemostasis. This primary dressing should be used with a secondary cover dressing.

INDICATIONS

For Over - the - Counter use, KALTOSTAT™ Wound Dressing may be used for:

- minor abrasions
- minor lacerations
- minor scalds and burns

Under the supervision of a healthcare professional, KALTOSTAT™ Wound Dressing may be used for the management of external wounds such as:

- leg ulcers (venous stasis ulcers, arterial ulcers and leg ulcers of mixed aetiology), diabetic ulcers and pressure ulcers (partial and full thickness);
- donor sites, surgical wounds left to heal by secondary intent, traumatic wounds.
- KALTOSTAT™ Wound Dressing may also be used in:*
 - the local management of bleeding wounds: Lacerations, abrasions, nose bleeds, dental extractions, and after surgical wound debridement;
 - exudate absorption in oncology wounds such as: fungating cutaneous tumors, cutaneous metastasis and Kaposi's sarcoma.

CONTRAINDICATIONS

KALTOSTAT™ Wound Dressing should not be used on individuals who are sensitive to or who have had an allergic reaction to the dressing or its components. KALTOSTAT™ Wound Dressing is not indicated for use as a surgical sponge.

KALTOSTAT™ Wound Dressing is not indicated for heavily bleeding wounds.

PRECAUTIONS AND OBSERVATIONS

- The use of KALTOSTAT™ wound dressings is not recommended for infants less than 12 months of age.
- Caution:** Sterility is guaranteed unless pouch is damaged or opened prior to use. Single use.
- This wound dressing should not be used with other wound care products without first consulting a healthcare professional.
- Should you observe irritation (reddening, inflammation), maceration (whitening of skin), hypergranulation (excess tissue formation) or sensitivity (allergic reaction), consult a healthcare professional.
- KALTOSTAT™ Wound Dressing is designed to create a moist environment that assists in wound healing. If a KALTOSTAT™ Wound Dressing has initially formed a gel that is allowed to dry out, removal from the wound can be difficult. Drying out is generally not a problem with exuding wounds. KALTOSTAT™ Wound Dressing should be removed only with sterile normal saline. Reapplying saline may be necessary to maintain the gel. If the gel dries out, saturate the dried gel with saline to re-hydrate it; this process can take several hours to soften the dried gel.
- The dressing may be used on infected wounds only under the care of a healthcare professional.
- In addition, for pressure ulcers, venous stasis ulcers, arterial ulcers, diabetic ulcers, donor sites, surgical wounds left to heal by secondary intent, traumatic wounds, oncology wounds and the local management of bleeding wounds:*
 - Management of the wound types listed above should be under the supervision of a healthcare professional.
 - Appropriate supportive measures should be taken where indicated (e.g. use of graduated compression bandaging in the management of venous leg ulcers or pressure relief measures in the management of pressure ulcers).
 - Colonization of chronic wounds is common and is not a contraindication to the use of the dressing. The dressing may be used on infected wounds under medical supervision together with appropriate therapy and frequent monitoring of the wound.
 - The control of blood glucose, as well as appropriate supportive measures, should be provided with diabetic foot ulcers.
 - For oncology wounds, a secondary dressing of high absorbency is recommended.
 - In cavity wounds, the ribbon dressing may be used to pack the wound. For wounds such as fistulae and sinus tracts, employ appropriate techniques during the insertion and removal of the dressing.
 - KALTOSTAT™ Wound Dressing is not intended for use as a surgical sponge. KALTOSTAT™ Wound Dressing is not intended to control heavy bleeding. Alternative measures must be considered in those emergency situations where large quantities of blood may be lost.

DIRECTIONS FOR USE

1. Wound Site Preparation and Cleansing

Before applying KALTOSTAT™ Wound Dressing, cleanse the areas with an appropriate wound cleanser Under the care of a healthcare professional, if necessary, before applying KALTOSTAT™ Wound Dressing, the wound should be debrided of excessive necrotic tissue and eschar and irrigated with an appropriate non-toxic cleansing solution.

2. Dressing Preparation and Application

- a. KALTOSTAT™ Wound Dressing should be trimmed to the exact size of the wound avoiding any overlap onto the surrounding skin.
- b. For heavily exuding wounds, KALTOSTAT™ Wound Dressing should be applied dry onto the wound. An appropriate secondary dressing should be used to secure KALTOSTAT™ Wound Dressing in place.
- c. For lightly exuding wounds, KALTOSTAT™ Wound Dressing should be placed on the wound and moistened with sterile normal saline. An appropriate secondary dressing should be used to secure KALTOSTAT™ Wound Dressing in place.
- d. When using KALTOSTAT™ ribbon in deep cavity wounds, leave at least 2.5 cm or 1 inch outside the wound for easy retrieval.

3. Dressing Change and Removal

- a. On heavily exuding wounds, change the KALTOSTAT™ Wound Dressing when strike-through of the secondary dressing occurs or whenever Good Clinical Practice so dictates.
- b. Removal should be trouble free on heavily exuding wounds. KALTOSTAT™ Wound Dressing will gel at the wound/dressing interface and lift away.
- c. Removal from lightly exuding wounds may be assisted by saturating the dressing with sterile normal saline.
- d. Cleanse the wound site with an appropriate wound cleanser before applying a new dressing.
- e. As with any dressing, KALTOSTAT™ Wound Dressing should be removed from the wound and the wound cleansed at appropriate intervals.

4. Bleeding Wounds

Apply KALTOSTAT™ Wound Dressing to the bleeding area to promote hemostasis. Remove when the bleeding has stopped. **In no instance should the dressing be left in place for more than 7 days.** Apply additional KALTOSTAT™ Wound Dressing as outlined above.

Discard any unused portion of the product after dressing the wound.

If the immediate product packaging is damaged, do not use.

Protect from light.

Store in a cool, dry place (<25°C/77°F).

If further information or guidance is needed, please contact ConvaTec Professional Services.

© 2023 ConvaTec Inc.

indicates a trademark of ConvaTec Inc.

Made in UK



INSTRUCCIONES PARA EL USO

- No reutilizar

STERILE R - Esterilizado utilizando radiación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El apósito para heridas KALTOSTAT™ es un apósito suave en forma de almohadilla o cinta, blanco a blanquecino, estéril y no tejido de fibra de alginato de calcio y sodio. Las fibras de alginato absorben el fluido de la herida y se convierten en una almohadilla firme de gel y fibra. Este gel forma un entorno húmedo en la interfaz de la herida. El gel permite que se retire el apósito sin causar traumatismo, pues o no lastima o causa daño mínimo al tejido recién formado. Según el tipo de herida de que se trate, el apósito se puede dejar sobre la herida por un período de hasta siete días. El apósito para heridas KALTOSTAT™ está diseñado para controlar sangrado leve. El apósito primario debe protegerse con un apósito secundario.

INDICACIONES

El apósito para heridas KALTOSTAT™ puede utilizarse como producto de venta libre para:

- raspaduras menores
- laceraciones menores
- escaldaduras y quemaduras menores

Bajo la supervisión de un profesional de atención médica, el apósito para heridas KALTOSTAT™ puede utilizarse para el manejo de heridas externas tales como:

- úlceras en las piernas (úlceras de estasis venosa, úlceras arteriales y úlceras en las piernas de etiología mixta), úlceras diabéticas y úlceras de decúbito (espesor parcial o total);
- áreas de donación tisular, heridas quirúrgicas que se dejan cicatrizar por segunda intención, heridas traumáticas.
- El apósito para heridas KALTOSTAT™ también puede utilizarse en:*
 - el manejo localizado de heridas sangrantes: laceraciones, raspaduras, sangrados nasales, extracciones dentales y después del desbridamiento de incisiones quirúrgicas.
 - absorción de exudado de heridas en oncología como por ejemplo: Tumores fungoides cutáneos, metástasis cutáneas y sarcoma de Kaposi.

CONTRAINDICACIONES

El apósito para heridas KALTOSTAT™ no debe utilizarse en individuos que tienen sensibilidad o que han presentado una reacción alérgica al apósito o a sus componentes. El apósito para heridas KALTOSTAT™ no está indicado para usarse en calidad de esponja quirúrgica.

El apósito para heridas KALTOSTAT™ no está indicado para heridas con sangrado profuso.

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

- El uso de KALTOSTAT™ no está recomendado para niños menores de 12 meses de edad.
- Precaución:** La esterilidad de su contenido se garantiza en tanto que el empaque se mantenga intacto antes de usarlo. Un solo uso.
- Este apósito para heridas no se debe utilizar con otros productos para el cuidado de heridas sin consultar antes con un profesional de atención médica.
- En caso de observarse irritación (enrojecimiento, inflamación), maceración (la piel se pone blanquecina), hipergranulación (formación tisular excesiva) o sensibilidad (reacción alérgica), consulte con su profesional de atención médica.
- El apósito para heridas KALTOSTAT™ ha sido diseñado para producir un entorno húmedo que propicia la cicatrización de las heridas. Si un apósito para heridas KALTOSTAT™ ha formado inicialmente un gel que se ha permitido que seque, es posible que sea difícil despejarlo de la herida. Por lo general, el gel no se seca cuando cubre heridas exudantes. El apósito para heridas KALTOSTAT™ debe desprenderse de la herida únicamente con suero fisiológico normal estéril. Podría ser necesario volver a aplicar suero fisiológico para mantener el gel húmedo. Si el gel llegara a secarse, se debe saturar el gel con suero fisiológico para rehidratarlo; este proceso de rehidratación del gel puede tardar varias horas.
- El apósito deberá usarse en heridas infectadas únicamente bajo supervisión médica.

Además, en el caso de úlceras de decúbito, úlceras de estasis venosa, úlceras arteriales, úlceras diabéticas, áreas de donación tisular, heridas quirúrgicas que se dejan cicatrizar por segunda intención, heridas traumáticas, heridas de oncología y el manejo localizado de heridas sangrantes:

- El tratamiento de los tipos de herida mencionados arriba deberá realizarse bajo la supervisión de un profesional de atención médica.
- Cuando esté indicado, se deberá administrar medidas de apoyo adecuadas(p.ej. el uso de vendajes de compresión graduada en el manejo de úlceras venosas en las piernas o medidas para eliminar la presión en el manejo de úlceras de decúbito).
- La colonización de heridas crónicas es común y el uso de este apósito no está contraindicado. El apósito puede utilizarse para heridas infectadas bajo la supervisión de un médico junto con la administración de terapia apropiada y una vigilancia frecuente de la herida.
- El control de la glucosa en sangre, así como las medias de apoyo, deben ser parte integral del tratamiento de úlceras diabéticas en el pie.
- Para las heridas de oncología, se recomienda utilizar un apósito secundario muy absorbente.
- En heridas con cavidad, se puede usar el apósito en forma de cinta para rellenar la herida. Para heridas tales como fistulas y tractos sinuosos, se debe emplear técnicas apropiadas durante la introducción y remoción del apósito.
- El apósito para heridas KALTOSTAT™ no está indicado para usarse en calidad de esponja quirúrgica. El apósito para heridas KALTOSTAT™ no ha sido diseñado para controlar sangrado profuso. Se deben tener en consideración medidas alternativas en situaciones de emergencia donde se puede perder una gran cantidad de sangre.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

1. Preparación y limpieza de la herida:

Antes de aplicar el apósito para heridas KALTOSTAT™ limpie las áreas con una sustancia para limpieza de heridas apropiada.

Bajo cuidado de un profesional de atención médica, en caso de necesidad, antes de aplicar el apósito para heridas KALTOSTAT™, se debe desbridar la herida de tejido necrótico excesivo y escaras y se debe irrigar con una solución no tóxica apropiada para limpieza.

2. Preparación y aplicación del apósito

- a. El apósito para heridas KALTOSTAT™ debe ser recortado al tamaño exacto de la herida, evitando cualquier superposición en la piel circundante.
 - b. Para heridas sumamente exudantes, el apósito para heridas KALTOSTAT™ debe aplicarse seco sobre la herida. Debe utilizarse un apósito secundario adecuado para fijar el apósito para heridas KALTOSTAT™ en el lugar deseado.
 - c. Para heridas con poco exudado, el apósito para heridas KALTOSTAT™ debe colocarse sobre la herida y humedecerse con suero fisiológico normal estéril. Debe utilizarse un apósito secundario adecuado para fijar el apósito para heridas KALTOSTAT™ en el lugar deseado.
 - d. Cuando se use la cinta KALTOSTAT™ en heridas con cavidades profundas, deje por lo menos 2,5 cm a 1 pulgada fuera de la herida para poderla sacarla con facilidad.
- Cambio y remoción del apósito**
 - a. Para heridas sumamente exudantes, se debe cambiar el apósito para heridas KALTOSTAT™ cuando el apósito secundario se haya humedecido o cuando se requiera de conformidad con las buenas prácticas clínicas.
 - b. La remoción del apósito en heridas exudantes debe ser fácil. El apósito para heridas KALTOSTAT™ se gelificará en la interfaz de la herida y el apósito y se despegará.
 - c. Para facilitar el desprendimiento del apósito de heridas con poco exudado se puede saturar la fibra con suero fisiológico estéril.
 - d. Antes de aplicar un nuevo apósito, se debe limpiar la herida con una sustancia para limpieza de heridas adecuada.
 - e. Al igual que con otros tipos de apósitos, el apósito para heridas KALTOSTAT™ se debe retirar de la herida y ésta se debe limpiar a intervalos adecuados.

4. Heridas sangrantes

Aplique el apósito para heridas KALTOSTAT™ al área sangrante para estimular la hemostasia. Retire el apósito cuando la herida deje de sangrar. **En ningún caso se debe dejar el apósito colocado por más de 7 días.** Aplique otro apósito para heridas KALTOSTAT™ según se describe anteriormente.

Después de cubrir la herida, deseche el remanente del producto.

No use el producto si su empaque inmediato no está intacto.

No lo exponga a la luz.

Almacéne en un lugar fresco y seco (<25° C/77° F).

Para obtener mayor información o instrucciones más detalladas, sírvase comunicarse con los Servicios Profesionales de ConvaTec.

© 2023 ConvaTec Inc.

indicates a trademark of ConvaTec Inc.

Fabricado en el RU



MODE D'EMPLOI

- Ne pas réutiliser

STERILE R - Stérilisation par irradiation

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le pansement KALTOSTAT™ est un pansement non tissé, doux et stérile, blanc à blanc cassé, à base de fibres d’alginate de calcium et de sodium, présenté en ruban ou en compresse. Les fibres d’alginate absorbent l’écoulement de la plaie et le transforment en un gel ferme, semblable à une toile fibreuse. Ce gel crée un milieu humide à la surface de la plaie et permet de retirer le pansement sans traumatiser ni léser les tissus nouvellement formés. Selon le type de plaie, le pansement peut être laissé en place jusqu’à sept jours. Au contact d’une plaie qui saigne, Le pansement KALTOSTAT™ favorise l’hémostase. Ce pansement primaire devrait être utilisé avec un pansement secondaire.

INDICATIONS

À titre de produit en vente libre, le pansement

KALTOSTAT™ peut être utilisé sur les plaies suivantes:

- abrasions mineures
- lacerations mineures
- brûlures et échaudures mineures

Sous la supervision d’un professionnel de la santé, le pansement KALTOSTAT™ peut être utilisé dans le soin des plaies externes suivantes:

- ulcères de jambe (d’étiologie veineuse, artérielle et mixte), ulcères d’origine diabétique et plaies de pression (d’épaisseur partielle ou totale);
- zones donneuses de greffons, plaies chirurgicales qu’on a laissés guérir par deuxième intention, plaies traumatiques.

Le pansement KALTOSTAT™ peut aussi être utilisé dans les cas suivants:

- traitement local des plaies prédisposées au saignement: lacérations, abrasions, saignements de nez, débridement post-chirurgical des plaies et extraction de dents;
- absorption de l’exsudat des plaies cancéreuses, telles que les tumeurs fongôides, les métastases cutanées et le sarcome de Kaposi.

CONTRE-INDICATIONS

Le pansement KALTOSTAT™ ne doit pas être utilisé chez les patients qui présentent une hypersensibilité ou qui ont déjà manifesté une allergie au pansement ou à ses composants. Le pansement KALTOSTAT™ ne doit pas être utilisé comme éponge chirurgicale.

Le pansement KALTOSTAT™ n’est pas indiqué pour les plaies qui saignent abondamment.

PRECAUTIONS ET OBSERVATIONS

- L’utilisation des pansements KALTOSTAT™ n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 12 mois.
- Précaution:** Stérilité garantie tant que le sachet est intact. Usage unique.
- Ce pansement ne doit pas être utilisé de pair avec d’autres produits de soins des plaies sans consultation préalable d’un professionnel de la santé.
- Si vous observez une irritation (rougeur, inflammation), une macération (blanchissement de la peau), une hypergranulation (formation excessive de tissus) ou une réaction d’hypersensibilité (réaction allergique), consultez un professionnel de la santé.
- Le pansement KALTOSTAT™ crée un milieu humide qui favorise la cicatrisation de la plaie. Si le pansement a formé un gel qui a séché, il peut être difficile à retirer. Les plaies exsudatives ne posent généralement pas de problème à ce chapitre. Seul du soluté physiologique stérile peut être utilisé pour retirer le pansement KALTOSTAT™. Il peut aussi être nécessaire d’en ajouter pour maintenir le gel à l’état humide. Si le gel s’assèche, saturez-le avec du soluté pour le réhydrater; le gel séché peut prendre plusieurs heures à s’amollir
- Le pansement peut être utilisé sur les plaies infectées, seulement sous la supervision d’un professionnel de la santé.

De plus, dans le cas des plaies de pression, des ulcères d’origine veineuse, artérielle et diabétique, des zones donneuses de greffons, des plaies chirurgicales qu’on a laissés guérir par deuxième intention, des plaies traumatiques, des plaies cancéreuses et du traitement local des plaies qui saignent:

- La gestion des plaies énumérées ci-dessus devrait être prodigué sous la supervision d’un professionnel de la santé.
- On devrait prendre des mesures de soutien dans les cas appropriés (p. ex.: utilisation de bandages de compression dépressive dans le cas des ulcères veineux de la jambe ou réduction de la pression dans le cas des plaies de pression).
- La colonisation des plaies chroniques est un phénomène courant, qui ne constitue pas une contre-indication à l’utilisation du pansement. On peut appliquer le pansement sur les plaies infectées, sous surveillance médicale. Dans ce cas, il faut aussi administrer le traitement approprié et exercer une étroite surveillance.
- Chez les patients présentant un ulcère du pied attribuable au diabète, on devrait équilibrer la glycémie et prendre des mesures de soutien.
- Dans le cas des plaies cancéreuses, on recommande d’utiliser un pansement secondaire très absorbant.
- Dans les plaies cavitaires, le pansement en ruban peut servir à mécher la plaie. Pour les fistules et les sinus, on observera les techniques d’insertion et de retrait pertinentes.
- Le pansement KALTOSTAT™ ne doit pas être utilisé comme éponge chirurgicale. Il n’est pas indiqué pour les plaies qui saignent abondamment. On devrait envisager des solutions de rechange dans les situations d’urgence où il y a risque d’importantes pertes de sang.

MODE D'EMPLOI

1. Préparation et nettoyage de la plaie

Avant d’appliquer le pansement KALTOSTAT™, nettoyez la région avec un nettoyeur à plaies approprié.

Au besoin et sous la supervision d’un professionnel de la santé, on devrait retirer l’excès de tissus nécrosés et escarifiés de la plaie et l’irriguer avec une solution nettoyante non toxique appropriée, avant d’appliquer le pansement KALTOSTAT™.

2. Préparation et application du pansement

- a. Le pansement KALTOSTAT™ devrait être découpé selon la forme exacte de la plaie, de façon à ne pas dépasser sur la peau environnante.
- b. Dans le cas des plaies à exsudation abondante, le pansement KALTOSTAT™ devrait être appliqué à sec sur la plaie. Un pansement secondaire approprié devrait être utilisé pour fixer le pansement KALTOSTAT™.
- c. Dans le cas des plaies à faible exsudation, le pansement KALTOSTAT™ devrait être placé sur la plaie et humidé au moyen de soluté physiologique stérile. Un pansement secondaire approprié devrait être utilisé pour fixer le pansement KALTOSTAT™.
- d. Employé dans des plaies cavitaires profondes, le pansement KALTOSTAT™ en ruban doit ressortir sur au moins 2,5 cm (1 po) pour en faciliter le retrait.

3. Changement et retrait du pansement

- a. Dans le cas des plaies à exsudation abondante, on changera le pansement KALTOSTAT™ lorsque l’exsudat traverse le pansement secondaire ou que les bonnes pratiques cliniques le dictent.
- b. Le retrait devrait se faire sans difficulté sur les plaies à exsudation abondante. Le pansement KALTOSTAT™ formera un gel à la surface de la plaie et pourra être retiré sans peine.
- c. Pour faciliter le retrait du pansement sur les plaies à exsudation légère, saturez-le avec du soluté physiologique stérile.
- d. Nettoyez la plaie avec un nettoyeur à plaies approprié avant d’appliquer un nouveau pansement.
- e. Comme pour tout autre pansement, on devrait retirer le pansement KALTOSTAT™ de la plaie et la nettoyer la plaie à intervalles réguliers.

4. Plaies qui saignent

Appliquez le pansement KALTOSTAT™ sur la surface qui saigne pour favoriser l’hémostase. Retirez-le lorsque le saignement a cessé. **Le pansement ne doit, en aucun cas demeurer sur une plaie pendant plus de 7 jours.** Appliquez un nouveau pansement KALTOSTAT™ comme il est décrit ci-dessus.

Jetez toute portion inutilisée du produit après avoir pansé la plaie.

Si l’emballage immédiat du produit est abîmé, ne l’utilisez pas.

Craint la lumière.

Conservez au frais et au sec (<25°C / 77°F).

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec les Services professionnels de ConvaTec.

© 2023 ConvaTec Inc.

indicates a trademark of ConvaTec Inc.

Fabriqué au R.U.



INSTRUÇÕES DE USO

- Não reutilizável

STERILE R - Esterilizado por radiação

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O curativo KALTOSTAT™ é um curativo macio, de tonalidade branca, estéril, não entrelaçado, em placa ou fita, de fibras de alginato de cálcio-sódio. As fibras de alginato de cálcio-sódio absorvem o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma camada firme de gel. Este gel forma um ambiente úmido e aquecido entre a ferida e o curativo. O gel permite a remoção sem trauma, com pequeno ou sem nenhum dano, para o tecido recém-formado. Dependendo da ferida o curativo pode permanecer no lugar até 7 dias. Em contato com sangue, as fibras de alginato de cálcio-sódio promovem a hemostase. KALTOSTAT™ Curativo para Feridas deve ser utilizado com um curativo secundário.

INDICAÇÕES

KALTOSTAT™ Curativo de Alginato de Cálcio-Sódio pode ser usado para:

- pequenas abrasões
- pequenas lacerações
- queimaduras superficiais

Sob a supervisão de um profissional de saúde KALTOSTAT™ Curativo pode ser usado no tratamento de feridas externas como:

- úlceras de perna (úlceras de estase venosa, úlceras arteriais, e úlceras de perna de etiologia mista), úlceras diabéticas e úlceras de pressão (parcial e total);
- áreas doadoras, incisões pós-cirúrgicas deixadas para cicatrização por segunda intenção, feridas externas causadas por trauma.

KALTOSTAT™ Curativo para Feridas também pode ser utilizado em:

- manejo local de feridas hemorrágicas: lacerações, abrasões, sangramento de nariz, extração de dentes e após desbridamento cirúrgico;
- absorção de exsudato em feridas oncológicas: tumores cutâneos fungoides, carcinoma fungóide, metástases cutâneas, Sarcoma de Kaposi e angiosarcoma.

CONTRA-INDICAÇÕES

KALTOSTAT™ Curativo de Alginato de Cálcio-Sódio não deve ser usado em pacientes com conhecida sensibilidade ao curativo ou a seus componentes. KALTOSTAT™ Curativo para Feridas NÃO é indicado para queimaduras de terceiro grau tampouco como esponja cirúrgica.

KALTOSTAT™ Curativo não é indicado para feridas com hemorragia intensa.

PRECAUCÕES E OBSERVAÇÕES

- Não está indicado o uso dos pensos KALTOSTAT™ em crianças com idades inferiores a 12 meses.
- **Atenção:** A esterilidade é garantida desde que a embalagem externa não esteja danificada ou aberta antes do uso. Produto para uso único.
- Este curativo no deve ser usado com outro produto para tratamento de feridas sem a consulta a um profissional de saúde.
- Em caso de aparecimento de irritação (vermelhidão, inflamação), maceração (branqueamento da pele), hipergranulação (excesso de tecido formado) ou sensibilidade (reação alérgica), consulte um profissional de saúde.
- KALTOSTAT™ Curativo de Alginato de Cálcio-Sódio foi projetado para criar um ambiente úmido que facilita a cicatrização de feridas. Se o curativo KALTOSTAT™ inicialmente formou um gel que tenha secado, a remoção do curativo da ferida poderá ser difícil. Esse ressecamento, geralmente não representa problema que feridas exsudativas. O curativo KALTOSTAT™ Curativo para Feridas deve ser removido somente com soro fisiológico. Reaplicar a solução salina pode ser necessário para manter o gel. Se o gel ressecar, sature-o com soro fisiológico para reidratá-lo; este processo pode levar várias horas para amolecer o gel ressecado.
- Este curativo pode ser usado em feridas infectadas somente sob a supervisão de um profissional de saúde.
- Além disto para, úlceras de pressão, úlceras de perna, úlceras de estase venosa, úlceras arteriais, úlceras diabéticas, áreas doadoras, incisões pós-cirúrgicas deixadas para cicatrização por segunda intenção, feridas traumáticas, feridas oncológicas e manejo de feridas com sangramento:*
 - O manejo dos tipos de feridas listados acima deve ser feito sob a supervisão de um profissional da saúde.
 - Medidas de suporte apropriadas deverão ser tomadas quando necessário (p.ex. uso de bandagem de compressão graduada no manejo de úlceras venosas de perna ou alívio da pressão em úlceras de pressão).
 - Colonização de feridas crônicas é comum e não constitui contra-indicação para o uso do KALTOSTAT™ Curativo. O curativo pode ser usado em feridas infectadas sob supervisão de profissional de saúde e monitoramento da ferida.
 - O controle do nível de glicose sanguínea, assim como medidas apropriadas de suporte, devem ser tomadas no tratamento de úlceras de pé diabético.
 - Para feridas oncológicas é recomendável o uso de um curativo secundário de alta absorção.
 - Em feridas com cavidade, o curativo em fita pode ser usado para o preenchimento da cavidade. Para feridas como fistula e sinus empregar técnicas apropriadas para a colocação e remoção do curativo.
 - O curativo KALTOSTAT™ não é indicado para ser usado como esponja cirúrgica. KALTOSTAT™ Curativo para Feridas também não está indicado para controlar hemorragias intensas. Medidas alternativas deverão ser consideradas nestas situações de emergência na qual grandes quantidades de sangue são perdidas.

APLICAÇÃO DO CURATIVO KALTOSTAT™

1. Preparação e limpeza da ferida:

