


ESENTA™

Stomahesive®

Paste / Pâte / Pasta

Protective Skin Barrier & Filler / Barrière de protection cutanée & produit de remplissage / Barrera Dérmica Protectora & Selladora

Instructions for Use / Mode d'emploi / Instrucciones de Uso



en ENGLISH

PRODUCT DESCRIPTION

Stomahesive® Paste is a convenient, highly effective filler, sealant, and protective skin barrier specifically designed for use around colostomy, ileostomy, or urinary stomas.

CONTRAINDICATION

Do not use on individuals with a known sensitivity to the paste or its ingredients.

IMPORTANT:

1. For external use only. Do not apply into an open wound or skin ulcer.
2. Contains alcohol.
3. Should irritation occur, discontinue use and consult a health care professional.

DIRECTIONS FOR USE

APPLICATION TO SKIN BARRIER

- Prepare the skin barrier as described in the *Instructions for Use* accompanying the skin barrier.
- Apply a ring of paste on the back of the skin barrier around the hole. Do not spread the paste. Wait one minute before applying the skin barrier.
- For best results, squeeze tube from bottom and flatten as you go up.

APPLICATION TO SKIN

- Apply Stomahesive Paste to fill depressions and irregular skin contours. If required, use a moistened finger or spatula to spread the paste evenly. (1)

GENERAL INSTRUCTIONS

- Apply the skin barrier and press down firmly around the base of the stoma. (2)

- Additional paste may be applied to further protect the skin around the stoma at any time.
- Tightly cap securely.

REMOVING STOMAHESIVE PASTE

Stomahesive Paste is easily removed after it has been in place for 48 hours. If the paste must be removed sooner, use warm water. It is not necessary to remove all traces of the paste prior to a new application.

DISPOSAL

Adhere to local disposal requirements/regulations.

For more information on Convatec products, contact us at the address below.

© 2025 Convatec Inc.

®/™ indicates a trademark of Convatec Inc.

USA CANADIEN-FRANÇAIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

La pâte Stomahesive^{MD} sert de remplissage et de scellant très efficace; c'est une barrière de protection cutanée conçue spécialement pour utilisation autour des colostomies, des iléostomies ou des urostomies.

CONTRE-INDICATION

Ne pas utiliser sur les personnes ayant une sensibilité connue à la pâte ou à un de ses ingrédients.

IMPORTANT:

1. Pour usage externe seulement. Ne pas appliquer sur une plaie ouverte ou un ulcère de la peau.
2. Contient de l'alcool.
3. Si de l'irritation se manifeste, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION SUR LA BARRIÈRE CUTANÉE

- Préparer la barrière cutanée tel qu'on le décrit dans le mode d'emploi qui accompagne la barrière cutanée.
- Appliquer un anneau de pâte sur l'arrière de la barrière cutanée, autour de l'ouverture. Ne pas étaler la pâte. Attendre une minute avant d'appliquer la barrière cutanée.
- Pour de meilleurs résultats, faire sortir la pâte en pressant l'extrémité du tube et l'aplatir au fur et à mesure.

APPLICATION SUR LA PEAU

Appliquer la pâte Stomahesive pour remplir les plis et les surfaces irrégulières de la peau. Au besoin, utiliser un doigt humecté ou une spatule pour étaler également la pâte. (1)

MARCHE À SUIVRE GÉNÉRALE

- Appliquer la barrière cutanée et presser fermement

autour de la base de la stomie. (2)

- De la pâte supplémentaire peut être appliquée, en tout temps, pour protéger à nouveau la peau autour de la stomie.
- Refermer le bouchon en serrant bien.

ENLEVER LA PÂTE STOMAHESIVE

La pâte Stomahesive s'enlève facilement après qu'elle a été en place pendant 48 heures. Si la pâte doit être enlevée plus tôt, utiliser de l'eau chaude. Il n'est pas nécessaire d'enlever toutes les traces de pâte avant d'en appliquer à nouveau.

MISE AU REBUT

Respecter les exigences et règlements locaux pour disposer du produit.

Pour obtenir plus d'information sur les produits Convatec, communiquez avec nous à l'adresse ci-dessous.

© 2025 Convatec Inc.

MD/MC est une marque déposée de Convatec Inc.

USA US ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La pasta Stomahesive® es un relleno, sellador y barrera protectora cutánea conveniente y altamente eficaz, diseñado específicamente para uso alrededor de estomas de colostomía, ileostomía o urinarios.

CONTRAINDICACIÓN

No usar en personas con sensibilidad conocida a la pasta o sus ingredientes.

IMPORTANTE:

1. Para uso externo solamente. No debe aplicarse a una herida abierta ni a una úlcera dérmica.
2. Contiene alcohol.
3. En caso de ocurrir irritación, descontinúe el uso y consulte con un profesional de atención médica.

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIÓN A LA BARRERA CUTÁNEA

- Prepare la barrera dérmica según se describe en las Instrucciones de Uso incluidas con la barrera cutánea.
- Aplique un círculo de pasta en el dorso de la barrera cutánea, alrededor del agujero. No esparza la pasta. Espere un minuto antes de aplicar la barrera cutánea.
- Para mejores resultados, oprima el tubo desde abajo hacia arriba

APLICACIÓN A LA PIEL

Aplique la pasta Stomahesive para rellenar depresiones y contornos cutáneos irregulares. De ser necesario, use un dedo humedecido o espátula para esparcir la pasta uniformemente. (1)

INSTRUCCIONES GENERALES

- Aplique la barrera cutánea y presiónela firmemente hacia abajo alrededor de la base del estoma. (2)
- Podrá aplicarse pasta adicional para mayor protección de la piel alrededor del estoma en cualquier momento.
- Apriete bien la tapa.

REMOCIÓN DE LA PASTA STOMAHESIVE

La pasta Stomahesive se quita fácilmente después de haber estado colocada durante 48 horas.

Si es necesario quitar la pasta antes, use agua tibia.

No es necesario eliminar todos los residuos de pasta antes de una nueva aplicación.

DESECHO

Observe los requisitos/regulaciones de desecho locales.

Para mayor información sobre los productos Convatec, comuníquese con nosotros a la dirección indicada abajo.

© 2025 Convatec Inc.

®/™ indica marcas de Convatec Inc.

REF

Catalogue number / Numéro de commande /
Número de Catálogo

LOT

Batch code / Numéro de lot / Código de Lote



Use-by date / Date limite d'utilisation / Fecha de caducidad

**STORAGE CONDITIONS / CONDITIONS D'ENTREPOSAGE /
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**



Temperature limit / Limites de température /
Límite temperatura

MD

Medical Device / Dispositif médical / Dispositivo médico



Consult instructions for use or consult electronic instructions for
use / Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi
électronique / Consultar las instrucciones de uso o consultar las
instrucciones de uso electrónicas



Contains biological material of animal origin / Contient du matériel
biologique d'origine animale / Contiene material biológico de
origen animal

Manufactured for / Fabriqué pour:

Convatec Inc.
7815 National Service Road, Suite 600
Greensboro, NC 27409 USA
1-800-422-8811

Canada
Legal Manufacturer / Fabricant légal
Convatec Inc.
7815 National Service Road, Suite 600
Greensboro, NC 27409 USA
1-800-422-8811

Made in Dominican Republic /
Fabriqué en République Dominicaine

www.convatec.com

Issued: 2025-04
1740006